



bio roller® G5



Руководство пользователя

Прочтите руководство перед использованием

Описание изделия	2
Наименование деталей	3
Работа прибора	4
Работа прибора	5
Работа прибора	6
Как зарядить аккумулятор	7
Характеристика	8
Гарантия	9
Меры предосторожности	10

Аппарат состоит из электрического наконечника и микротокового валика.

В настоящем руководстве подробно объясняется, как использовать каждый компонент.

Аппарат сочетает в себе технологию микронидлинга с микротоком, а также фототерапию

Преимущество микронидлинга:

Улучшает внешний вид кожи и уменьшает признаки старения. Он предназначен для стимуляции кожи микроиглами для выработки коллагена и эластина. Микроканалы, созданные устройством на поверхности кожи, также помогают впитывать сыворотку.

Преимущество микротоков:

Повышают активность клеток, способствуют мышечному движению и восстанавливают эластичность кожи. Ускоряют кровообращение капилляров.



Защитный колпачок



Микротоковый ролик

Дисплей

Режим фототерапии

Кнопка вибрации

ВКЛ/ВЫКЛ Кнопка

регулировки
интенсивности

Интерфейс
электропитания (Type-C)

1. Достаньте микроигльчатый картридж из стерильной упаковки. (Рис. 1)



[Рис. 1]

2. Держите стороной с отметкой "SKIN" вверх. Затем установите ролик с защитным колпачком на разъем наконечника. (Рис. 2)

Внимание: Простерилизуйте валик 75% спиртом в течение нескольких минут, прежде чем соединить валик с наконечником.



[Рис. 2]

3. Снимите с валика защитный футляр. Он готов к использованию (Рис. 3)



[Рис. 3]

4. Зажмите кнопку питания на 2-3 секунды, чтобы запустить или выключить устройство.

5. 5 различных уровней для интенсивности микротока

Один подходящий уровень интенсивности для ухода за кожей в зависимости от ее типа.

Измените мощность микротока, нажав кнопку интенсивности. Интенсивность микротока меняется при каждом нажатии. (Рис. 4)



(Рис. 4)

6. Нажмите кнопку "режим фототерапии", чтобы включить свет и вибрацию. Фотонный свет и вибрация меняются при каждом нажатии кнопки (Рис. 5)



(Рис. 5)



Синий свет (слабая вибрация)

Устраняет воспаления и убирает следы акне.



Красный свет (сильная вибрация)

Уменьшает морщины и стимулирует выработку коллагена.

7. Держите сторону с отметкой "skin" к коже, а затем проведите по коже в рамках процедуры. (Рис. 6)



Убедитесь, что эта сторона обращена к коже во время работы.

Как снять микроновый валик

1. Установите защитный колпачок обратно на ролик (Рис. 7)



2. Снимите ролик с защитным колпачком с наконечника. (Рис. 8)



Беспроводная модель.

Данная модель работает от встроенного аккумулятора. Она может работать без провода. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства при низком заряде аккумулятора.

Подключите кабель питания с адаптером к интерфейсу питания устройства и подключите адаптер к розетке переменного тока, чтобы зарядить устройство. Заряда хватает на 2 часа.

Статус зарядки

Уровень скорости медленно мигает, когда заряда батареи остается 10%.

Аппарат автоматически выключится после того, как показатель скорости быстро замигает в течение 1 мин.

Ручка показывает "L" при перезапуске после автоматического отключения из-за низкого заряда батареи.

Ручка показывает вращение "D" во время зарядки.

Ручка показывает "F", когда батарея полностью заряжена.

Название модели: bio roller G5

Входное напряжение: 100-240 В 50/60 Гц

Выход: 5В = 2А

Размер упаковки: 123*168*56 мм

Комплектация

Позиция	Кол-во
Наконечник	1 шт.
Массажные ролики	2 шт.
Руководство	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер	1 шт.

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услуги по ремонту с момента покупки. Если какой-либо из наших продуктов имеет повреждения или "естественные" проблемы, мы предоставляем услуги по замене или ремонту.

Дистрибьютор в РФ: ООО "ВБГ Косметик", 108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе, ДВЛД 4, стр. 2
офис: 509Г, 8 (495) 532-03-23.

Общее техническое обслуживание

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.



Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется. Протрите его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Обязательно очистите такие области, как щели, швы и области вокруг места крепления микроиглячатого картриджа к устройству.

Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.

Не доверяйте ремонт устройства непрофессионалу.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасно.

	Обязательно ознакомиться с инструкцией перед использованием прибора и следуйте инструкциям.		
	Противопоказания: 1. Острые зубные боли и лихорадка 2. Аллергия на глицерин 3. Меланхолия 4. Высокая температура 5. При использовании прибора требуется консультация врача. 6. Возраст до 18 лет		
	Не подсушивайте прибор к питанию от 220В по речному току. Это может привести к возгоранию или неисправности.		
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (ваши увлажнители).		
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контрольную катушку. Это может привести к неисправности.		
	Не прикасайтесь к устройству и не касайтесь шнура питания нагретым ручком. Это может привести к повреждению электрической цепи.		
	Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к возгоранию (обязательно замените его на новый).		
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задрозы. Они могут осыпаться на кожу.		
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его из розетки.		
	Обязательно придите в сервисный центр для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.		
	Никто, кроме пользователей, не имеет права касаться прибора. Это может привести к несчастным случаям или к повреждению.		
	Переменный ток		Серийный №
	Постоянный ток		Прокалыватель
	Дата изготовления		CE маркировка
	Внешнее, обратитесь к сопроводительной документации		Обратитесь к инструкции по использованию



bio roller®

Руководство
пользователя

