

Косметические приборы для ухода за кожей в домашних условиях

Настройте Ваш
«ВОЗРАСТ ДЛЯ КОЖИ»

VBG

COSMETIC

DUALSONIC

**Эксклюзивно
Профессионально**

.....
Красота в Высшей Степени

Подтяжка и Укрепление

Уменьшение Морщин

Повышение Упругости

Регенерация Коллагена

Увеличение плотности кожи

Улучшение увлажнения кожи

Неинвазивный (атравматичный) уход

VBG | COSMETIC

Правильный выбор для получения упругой кожи **DUALSONIC**

Jion Meditech производит продукцию, опережающую время, включая специализированное медицинское оборудование, профессиональные устройства и приборы для личного пользования, основанные на самых конкурентноспособных технологических разработках.

Настройте Ваш
«возраст для кожи»,
потратив всего 10 минут в день

**морщины
вокруг глаз**



Уменьшение на 29,1%

**носогубные
складки**




Уменьшение на 25,1%

подтяжка лица



Улучшение на 10,3%

**плотность
дермального слоя**



Увеличение
на 83,1%

**увлажнение
кожи**



Увеличение
на 34,3%

**упругость
кожи**



Повышение
на 94,9%

DUALSONIC делает основной акцент
на удобство для пользователя.

Контроль интенсивности



Высокие технологии



Подробная процедура (схема)

В любом месте



Где угодно и когда угодно,
независимо от времени и места нахождения

Простая зарядка



микро-5-контактного зарядного
устройства

Быстрое возвращение к обычному режиму



Можно вернуться к повседневным делам
сразу же после завершения
Без оперативного вмешательства,
легко и просто



Нехирургическая процедура и
удобный способ применения

DUALSONIC Эксклюзивно Профессионально


Красота в Высшей Степени

Заботиться об упругости своей кожи с помощью «DUAL LAYER»



- ✓ Изысканный дизайн, подчеркнутый элегантными линиями
 - ✓ Удобно держать в руке, а также легкое и удобное использование с помощью одного касания
 - ✓ Возможность проверять заряд батареи и интенсивность работы по светодиодному табло, видимому с первого взгляда
 - ✓ Благодаря специальному блоку для узких областей возможно направленное воздействие на такие области, как кожа вокруг глаз
 - ✓ Возможность менять насадку без смены основного блока
 - ✓ Обеспечение безопасности благодаря двойной системе предотвращения вспышки (короткого замыкания)
- ТЕХНОЛОГИЯ DUALSONIC**

Процедура проводится легко и удобно с помощью насадок 3 мм, 4,5 мм или двойной насадки (одновременно 3 мм и 4,5 мм) в выбранном Вами месте на лице без смены основного блока, что применяется в первые в мире в Двухслойной (DUAL LAYER) технологии использования высокоинтенсивного ультразвука. В дополнении есть специальная насадка 1,5 мм для глаз, специально разработанная для обеспечения лучшего воздействия на кожу вокруг глаз.



Возможность контролировать режимы использования без смены основного блока


ПРИМЕРЫ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DUALSONIC для различных областей



Принцип технологии использования высокоинтенсивного ультразвука

Данный принцип использует принцип генерации тепловой коагуляции в фокальной области путем генерирования тепла в точке фокуса с помощью сбора солнечного света через рассеивающую линзу для обеспечения упругости и подтяжки кожи, способствуя регенерации коллагеновых и эластичных волокон путем прямой стимуляции дермального слоя с помощью проникновения ультразвуковой энергии в слой кожи дермального слоя (дермиса) и мышечный слой (поверхностную мышечно-апоневротическую систему лица), что влияет на упругость кожи и морщины без хирургического вмешательства или повреждения кожи.

DUALSONIC - это прибор, который подтягивает кожу и повышает ее упругость без хирургического вмешательства или повреждения кожи, используя технологию высокоинтенсивного ультразвука. Как таковой, это продукт, который способствует регенерации коллагена и эластичных волокон путем проникновения ультразвуковой энергии в слой кожи (дермис) и мышечный слой (поверхностную мышечно-апоневротическую систему лица) на глубину 1,5 мм, 3 и/или 4,5 мм для различных областей лица



Клинические результаты DUALSONIC для различных областей лица

Результаты по экспериментальному применению DUAL SONIC и геля для увлажнения DUAL SONIC: уменьшение морщин вокруг глаз, носогубной складки, увеличение увлажнения кожи и повышение ее упругости, подтяжка лица и повышение плотности дермального слоя.

(место проведения: P&K Clinical Dermatology Research Center), длительность эксперимента: 18 декабря 2017 - 5 апреля 2018 (4 недели)

Участники: 21 женщина в возрасте от 35-59 лет


✓ Морщины вокруг глаз

участница №19: до эксперимента (15,6), через 2 недели применения (13,4), через 4 недели (11,0) процент уменьшения (29,1%)




✓ Носогубная складка

участница №19: до эксперимента (17,1), через 2 недели применения (16,2), через 4 недели (12,8) процент уменьшения (25,1%)



✓ Повышение плотности дермального слоя

участница №31: до эксперимента (4,03), через 2 недели применения (7,23), через 4 недели (7,38) процент повышения (83,1%)




✓ Подтяжка лица

участница №29: до эксперимента (26,8), через 2 недели применения (26,5), через 4 недели (24) процент улучшения (10,25%)




✓ Увлажнение кожи

участница №8: до эксперимента (36,0), через 2 недели применения (41,3), через 4 недели (48,3) процент повышения (34,6%)



✓ Упругость кожи

участница №3: до эксперимента (0,377), через 2 недели применения (0,58), через 4 недели (0,733) процент повышения (94,4%)



*Вышеупомянутые значения являются максимальными значениями среди всех участников клинических испытаний.

Информация о продукте

Название модели JOMT-AH-01A

Электрическое питание	220V, 50/60Hz	
Батарея	3.7V, 3350mAh	
Блок	Для лица	Для глаз
Режимы	3 мм, 4,5 мм, двойной	1.5
Количество выстрелов	6.000	60.000
Точка за один выстрел	20	1
Выстрел в секунду	-	1~3Hz

Уровень энергии	1-5 уровень
Частота	7,0 МГц
Размеры	ш55*г30*в213
Вес	307 гр (включая насадку)
Дополнительная функция	bluetooth (BLE 4.2)
Сертификация КС	

DUALSONIC

Эксклюзивно Профессионально

ООО «Восток Бизнес Групп
+7 (495) 166 12 58
+7 (903) 663 28 06
www.vbg-cosmetic.ru

г. Москва,
Бизнес парк «Румянцево»
22-й км Киевского шоссе