










Каталог продукции

Серия косметологических приборов	Тип процедуры	Основные характеристики	Как это действует	Проблемы кожи
Массаж └ EM 	Низкая частота Микровибрация Массаж	Ускоряет микроциркуляцию	Низкочастотные микровибрации (200 в секунду) помогают переносить активные компоненты средств по уходу за кожей в клетки кожи, улучшают кровообращение и снимают усталость.	«Мешки» под глазами, темные круги
Омоложение └ RF 	Радиочастота	Эффективно уменьшает морщины	Стимулирует синтез коллагена, укрепляет кожу и предотвращает появление мимических морщин, нагревая дерму.	Мелкие мимические и более глубокие морщины, изменение цвета лица
Увлажнение └ NS 	Ультразвук Нанометр Атомизация	Поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи	Использует ультразвуковые высокочастотные колебания для разрушения молекул воды и их мгновенной атомизации.	Сухая или жирная кожа
Разглаживание морщин └ EP 	Микротоки	Способствует лучшему впитыванию средств по уходу за кожей	Электрические импульсы создают ультратонкие каналы для лучшего впитывания в кожу и уменьшения мимических морщин.	Плохая абсорбция, дряблая кожа, старение
Ультразвук └ UI 	Ультразвук	Глубокое очищение и Способствует лучшему впитыванию средств по уходу за кожей	Очищает поры, способствует лучшему впитыванию средств по уходу за кожей, стимулирует клеточную активность и обмен веществ посредством ультразвуковых колебаний (1 миллион в секунду).	Тусклая кожа, забитые поры, мелкие морщины, старение, неэластичность
Охлаждение/нагрев └ IH / TPML 	Криотерапия и термотерапия	Уменьшает отечность	Альтернативные термотерапия и криотерапия кровеносных сосудов формируют ритм сокращения и расслабления, стимулируя кровообращение.	Отечность, плохая абсорбция, плохая циркуляция
Фототерапия └ PL / IPL 	Фотоны света и Удаление волос	Отбеливает, осветляет Улучшает цвет лица и Удаление волос	Использует фотоны, чтобы стимулировать фотохимическую реакцию в клетках кожи. Лазерная система, основанная на действии импульсов высокоинтенсивного света, безболезненно удаляет волосы, делая кожу более гладкой.	Тусклая кожа, Возрастные пигментные пятна, Веснушки, Прыщи, Солнечные ожоги
Очищение └ CM 	Звуковая вибрация и Очищение	Удаляет загрязнения	Звуковые колебания очищают поры и удаляют загрязнения или остатки косметики для глубокого очищения и свежего цвета лица.	Недостаточное очищение, излишний макияж
Анализ состояния кожи └ ST / IST 	Биоимпедансометрия	Анализ состояния кожи	Использует электрические характеристики биологических тканей и порядок их изменения для сбора физиологической информации о теле человека.	Все проблемы с кожей анализируются

История



Стремление к совершенству в соответствии со швейцарскими стандартами качества

Швейцарская компания Lifetrons широко известна как один из первых и оригинальных брендов, появившихся в магазинах беспрошленной торговли розничными товарами. Мы разрабатываем и поставляем широкий ассортимент инновационной продукции в соответствии с традиционно высокими швейцарскими стандартами качества и надежности.

A close-up photograph of a hand holding a pen, poised to sign a document. The document features the Lifetrons logo, which includes the word 'Lifetrons' in a stylized font and 'SINCE 1984' below it. The background is dark and textured.

Lifetrons
SINCE 1984

Высокое качество сборки и исполнения

Компания Lifetrons была создана, чтобы сделать ваше путешествие более комфортным. Тот факт, что в аэропортах или на борту самолетов не было необходимой туристической электроники и аксессуаров, заставил нашего швейцарского основателя задуматься о том, как предоставить высококачественные продукты любителям путешествовать. В 2005 году в Швейцарии была создана компания Lifetrons, которая вышла на рынок беспошлинной торговли с широким ассортиментом продуктов. Благодаря надежности своей продукции Lifetrons завоевала уважение клиентов и признание в индустрии розничной торговли.

Lifetrons Switzerland продолжает развиваться в сфере розничной торговли, предлагая продукцию на международных авиалиниях и в магазинах беспошлинной торговли по всему миру. В настоящее время продукты Lifetrons доступны в более чем 130 авиакомпаниях и более 220 магазинах duty free или торговых точках. В 2016 году Lifetrons вошла в индустрию красоты с прежним стремлением разрабатывать инновационные продукты в соответствии с традиционными швейцарскими стандартами качества.

Lifetrons постоянно расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новые продукты по последнему слову техники. Сегодня компания поставляет электронику, косметику, товары для здоровья, медицинские изделия и биотехнологические продукты для повседневного использования, а также клиентам, которые хотят вести высококачественный образ жизни.



Инновации с постоянством Признанное стремление к совершенству

Lifetrons постоянно оптимизирует продукты для лучшего удовлетворения потребностей наших клиентов и улучшения их жизни. Мы не только завоевываем множество международных грамот и наград, но и прилагаем все усилия, чтобы завоевать доверие наших клиентов каждый день.

Свидетельство о регистрации



FDA для косметологических приборов



Международные сертификаты



Сертификат GMPC Сертификат ISO 9001 Сертификат ISO 22716 Сертификат ISO 13485 Свидетельство о регистрации TUV



Естественная Красота

Разработано в швейцарии



КАТАЛОГ



Новая продукция

12



Красота

18



Здоровье

42



Путешествия

46



Мода

50

“Косметологические приборы
Lifetrans просты в
использовании
и являются неинвазивной
альтернативой для
улучшенного ухода за кожей.”

Косметологические приборы

Улучшают впитывание
средств по уходу за кожей

После нанесения средства по уходу за кожей вы все еще ощущаете его на поверхности кожи? Ваша кожа получает максимум ингредиентов из средств по уходу за кожей или кажется, что ваша кожа не способна полностью их впитать? После использования маски для лица на ней все еще остается много средства? Как вы можете повысить эффективность своих дорогих средств по уходу за кожей?

Ответ прост. Вы можете улучшить свои средства по уходу за кожей, маски, кремы, сыворотки и многое другое с помощью косметологических приборов Lifetrans. Наши простые в использовании, высококачественные косметологические приборы могут помочь повысить эффективность ваших средств по уходу за кожей, помогая коже поглощать больше питательных веществ и влаги, чтобы ваша кожа выглядела более молодой и сияющей каждый день.




Современные решения по уходу за кожей

Косметическая электротерапия стала самым передовым и эффективным способом ухода за кожей. Эффективность средств по уходу за кожей по сравнению с электронными косметологическими приборами стала горячей темой в индустрии красоты.

Косметологические приборы Lifetrons могут помочь улучшить впитываемость средств по уходу за кожей для уменьшения потери питательных веществ и эффективных ингредиентов. Это самое современное и экономичное решение по уходу за кожей, из доступных на сегодняшний день.

Ваша кожа впитывает

менее 30% ингредиентов средств по уходу за кожей



Наиболее эффективные ингредиенты для ухода за кожей состоят из органических макромолекул, которые едва проникают через естественный барьер кожи - эпидермис. Использование традиционных методов нанесения затрудняет проникновение в кожу питательных веществ для ухода за кожей. При степени поглощения менее 30% средство накапливается на поверхности кожи и может закупоривать поры. Это особенно заметно при использовании питательных или регенерирующих кремов. Вместо того, чтобы приносить пользу нашей коже, они препятствуют циркуляции крови и могут вызвать скопление жировых гранул.

Улучшите свой ежедневный уход за кожей

Lifetrons предлагает новое решение для улучшения впитываемости и эффективности ежедневного ухода за кожей с помощью наших высокотехнологичных косметологических приборов. Просто используя ваши обычные средства по уходу за кожей, вы можете удвоить эффективность. С помощью массажа, ионных технологий и других процедур наши косметологические приборы могут помочь переносить питательные вещества глубоко в дерму для лучшего впитывания и эффективности. Проблемы с кожей могут быть решены, если питательные вещества абсорбируются. Ваша кожа вновь станет свежей, нежной, гладкой и здоровой!

Новинка



Массажер «Magic Ball» 5-в-1

Модель: SM-500

Подтягивает кожу | Уменьшает морщины |

Доставляет питательные вещества

Очищает поры | Удаляет черные точки

Характеристики

Материалы: Поликарбонат + силиконовый каучук для использования в пищевой промышленности.

Питание: Micro USB 5V

Частота вибрации: 150 Гц - 200 Гц

Емкость аккумулятора: 190 + 900 мАч

Размеры: 100x100x85 мм

Вес: 250

Описание


- Очищает поры, удаляет глубокие загрязнения и восстанавливает сияние кожи с помощью технологии ультразвуковой микровибрации.
- Устройство 3-в-1 удобно носить с собой.
- Гибридный 3D-звук (технология трехмерной гибридной ультразвуковой вибрации), подходит для различных зон, выпуклых и больших участках лица и тела.
- Эргономичный дизайн, удобный в использовании.



Очищение лица




Очищение кожи головы



Очищение тела



Легкий массаж



Интенсивный массаж

Ионный массажер для лица FDA

Со встроенным зарядным устройством

Модель: CE-3200/CE-8000

Улучшает впитывание средств по уходу за кожей | Отбеливает
Уменьшает морщины |

Подтягивает кожу | Снимает усталость

Многоцелевой массажер для лица сочетает в себе действие отрицательных ионов, микровибрационный массаж и красную световую терапию для безупречной кожи. Кроме того, его можно использовать в качестве портативного зарядного устройства! Он прост в использовании, отличается изящным дизайном и идеально подходит для использования во время путешествий или в дороге.

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Интенсивность ионного потока: 3,7 В

Мощность: 1 Вт Макс.

Источник питания: USB 2.0

Длина волны красного излучения: 630 ± 5 нм.

Частота микровибрации: 200 Гц.

Емкость аккумулятора (PB-100): 3200 мА

Емкость аккумулятора (PB-200): 8000 мА.

Разъем зарядного устройства: Micro-USB

(PB-100) Выходная мощность: USB 2.0 / 5 В 2,4 А

(PB-200) Выходная мощность: USB1: 5 В 2,4 А

USB2: 5В 1,0А

Общая мощность: 5 В 3,0 А

Область применения: глаза, лицо, кожа головы

Описание

- Отрицательные ионы помогут улучшить впитывание активных ингредиентов средств по уходу за кожей
- Массаж лица с помощью микровибраций помогает улучшить кровообращение и снимает усталость
- Красный свет ускоряет регенерацию клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, делая вашу кожу более сияющей и упругой.



PB-100
3200 мА

PB-200
8000 мА



PH-01
Точечная
массажная насадка

PH-02
Массажная
насадка
для кожи головы

PH-03
Массажная
насадка для кожи
вокруг глаз

PH-04
Терапевтическая
насадка
для световой
терапии

PH-05
Терапевтическая
насадка
для бритья

PH-06
Терапевтическая
насадка
для удлинения волос



Ионный СПА-уход для лица и тела

4-в-1 с технологией микротоков

Модель: EP-500C

Глубоко очищает | Улучшает впитывание питательных веществ

Подтягивает контуры лица и тела | Поддерживает тонус мышц

Сужает поры | Укрепляет волосы

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Частота вибрации: 200 Гц

Мощность: 1 Вт

Емкость аккумулятора: 900 мАч. Отрицательный ионный заряд: 13 В

Область применения: лицо, кожа вокруг глаз, кожа головы, тело

Описание

- Четыре насадки для многоцелевого использования: лицо, кожа вокруг глаз, кожа головы и тело
- Микроток стимулирует пролиферацию клеток эпидермиса для разглаживания мелких и глубоких морщин
- Положительные ионы для глубокой очистки, отрицательные ионы усиливают поглощение питательных веществ кожей

Система по уходу за кожей «Magic Eye»

Модель: IST-200

Премьера продукта


IST-200 Magician of Beauty Shopping Navigation System представляет собой эксклюзивную систему ухода за кожей. Современная уникальная технология тщательно исследует пигментные пятна, поры, огрубевшие участки кожи, мелкие и глубокие морщины. Система проводит анализ степени увлажнения и жирности кожи и представляет подробные данные о чистоте кожи и наличии воспалений. Она упрощает ваши ежедневные процедуры по уходу за кожей, корректируя их в зависимости от проблем вашей кожи. Благодаря нашей интеллектуальной системе и средствам по уходу за кожей ваша кожа вскоре вновь станет гладкой и молодой.

Описание

- Высокотехнологичный мультиспектральный анализ изображений
- Комплексный анализ проблем кожи
- Данные о коже по изображению
- Точное определение состояния кожи
- Безопасность и здоровье



Функции/Параметры Magic



Magic Здоровье

Magic Красота



Беспроводные наушники «DrumBass»

Со встроенным ионизатором

Модель: EN-100

Очищает воздух | Снимает усталость | Чистый звук |

Длительное время ожидания

Характеристики

Версия Bluetooth: 4.1

Дальность передачи Bluetooth: 10 м

Концентрация отрицательных ионов: 10 см в пределах (300 - 5000000 см³)

Входное напряжение: 5 В

Мощность: 1 Вт (макс.)

Емкость аккумулятора: 600 мА

Описание

- Наушники Bluetooth со встроенным ионизатором для отличного звучания и создания свежей, заряженной отрицательными ионами атмосферы
- Современное и экологичное устройство, перезаряжаемый аккумулятор с длительным временем работы
- Ионизатор испускает отрицательные ионы для очистки воздуха и нейтрализации запахов, поддерживая естественную и комфортную среду
- Получайте удовольствие от прослушивания музыкальных произведений благодаря чистому и сбалансированному звучанию





Ионный массажер для кожи вокруг глаз FDA

С перезаряжаемой аккумуляторной батареей и ионной технологией
 Модель: EM-400D

Подтягивает | Укрепляет кожу | Разглаживает неглубокие морщины | Улучшает впитывание питательных веществ

Активирует клетки кожи | Дополнительное питание | Снимает усталость

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Частота вибрации: 130/200 Гц

Интенсивность ионного потока: 3,7 В

Источник питания: 190 мАч (литий-полимерный аккумулятор)

Область применения: лицо, кожа вокруг глаз

Описание

- Интегрированная технология воздействия отрицательных ионов и низкочастотной вибрации
- Отрицательные ионы помогают питательным веществам из средств по уходу за кожей глубже проникнуть в клетки кожи
- Микровибрации для улучшения питания и кровообращения



Фотонный лифтинг-массажер с воздействием тепла/холода

Модель: TPML-100

Способствует уменьшению пор | Ускоряет впитывание средств по уходу | Стимулирует клетки кожи благодаря воздействию холода/тепла | Успокаивает и расслабляет

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Мощность: 7 Вт (Макс.)

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Разъем зарядного устройства: Micro-USB

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм.

Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм.

Частота вибрации: 130 – 200 Гц

Размер: 160 мм x 180 мм.

Описание

- 6-в-1 Ultra Beautifier Шесть технологий красоты: воздействие холода, воздействие тепла, микровибрация, ЭМС, красный свет и синий свет
- Водонепроницаемый со всех сторон, имеет всего 3 кнопки и прост в обращении, портативный прибор для повседневного использования
- Простое переключение между режимом лифтинга и режимом разглаживания морщин - самый эффективный косметический прибор, который вы когда-либо видели



Универсальный дорожный сетевой адаптер 3-USB

Модель: MA20WC

Размер: 80 x 80 x 28 мм

Рабочее напряжение: AC 100-240 В 50/60 Гц Общая мощность: 18 Вт

Емкость аккумулятора: 6700 мАч

Дисплей: цифровой светодиодный дисплей Выход: USB Type-Ax2 (DC5V, 0-2,4A каждый) USB Type-Cx1 (DC5V, 0-2,4A)

Описание

- Работает в более чем 160 странах.
- 4 встроенных штекера в комплекте: AU, EU, UK, USA.
- 3 порта USB, один из которых Type-C.
- Беспроводная зарядка по стандарту Qi
- Встроенное портативное зарядное устройство 6700 мАч
- Цифровой светодиодный дисплей (НОВАЯ функция!)
- Разработан со встроенными средствами безопасности, которые защищают смартфон или устройства от перегрузки, перенапряжения и коротких замыканий



С цифровым замком и съемными цифровыми весами

Модель: LB10BC

Описание

- Этот багажный ремень необходим путешественникам со всего мира.
- Предохраните себя от необходимости оплачивать сверхнормативный багаж с помощью этих удобных и простых в использовании весов, которые взвешивают до 50 кг / 110 фунтов.
- Энергосберегающий прибор с автоматическим отключением.
- Съемные цифровые весы, пассажиры могут узнать вес багажа в любое время и в любом месте.
- 3-значный пароль для защиты от кражи багажа
- Общая длина 2,3 метра, можно прикрепить к чемодану менее 30 дюймов
- Включает вспомогательное приспособление для уменьшения дискомфорта рук при взвешивании



Универсальный дорожный сетевой адаптер 4-USB

Универсальный дорожный сетевой адаптер 4-USB

Модель: MA30WC

Характеристики

Размер: 65 x 55 x 68 мм

Рабочее напряжение: AC 100-240V 50/60 Гц Общая мощность: 30 Вт

Выход: USB Type-A (DC5V, 0-2,4 A каждый)



Тип USB C (5V/3A-9A/2A, 12V/1,5A)

Описание

- Путешествуйте по миру! Этот адаптер для путешествий работает во всех странах мира. Необходимая вещь для путешественников.
- 4 встроенных штекера в комплекте: AU, EU, UK, USA.
- Используйте универсальную розетку и порт 4-USB (макс. 30 Вт) для зарядки всех ваших устройств.
- Технология зарядки Type-C и Qualcomm QC 3.0
- Порты 4-USB совместимы с большинством смартфонов, планшетов и других устройств с источником питания 5 В постоянного тока. Подключите свой ноутбук, камеру или другие электронные устройства для путешествий к универсальной розетке, до 2400 Вт при 240 В переменного тока (номинальная мощность 10A макс.)
- Разработан со встроенными средствами безопасности, которые защищают смартфон или устройства от перегрузки, перенапряжения и коротких замыканий

Как работает РЧ?


Терапевтическая насадка передает радиочастотную энергию глубоким слоям кожи комфортным и ненавязчивым способом. РЧ нагревает волокна коллагена при температуре 45-60 °С, чтобы активировать фибробласты для синтеза коллагена, делая вашу кожу более упругой и гладкой.



Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.



Одна сторона заряжена положительно, а другая отрицательно, что делает молекулу воды полярной молекулой.



В процессе воздействия РЧ молекулы воды вынуждены вращаться с высокой скоростью за счет тепла, генерируемого микроволновым излучением, нагревая с тем коллагена и жира.



Массажер «Термаж» 3-в-1

Модель: RF-900P

Подтягивает | Укрепляет кожу | Формирует контуры тела | Избавляет от растяжек | Способствует сжиганию жира

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Радиочастота: 1 МГц

ЭМС: 38 ± 3 кГц

Дальний инфракрасный: 6 – 14 мкм Ультразвуковая частота: 3 МГц

Уровни интенсивности: Низкий, средний, высокий

Источник питания: литиевая батарея (1000 мАч)

Область применения: лицо и тело

Описание

- Сочетание РЧ, электропорации и ультразвуковой технологии в одном простом устройстве.
- РЧ-энергия способствует выработке коллагена и укрепляет кожу
- Большая массажная насадка идеально подходит для массажа растяжек и всего тела
- Технология электропорации улучшает впитывание средств по уходу за кожей
- Ультразвуковая технология расщепляет молекулы средств по уходу за кожей для лучшего впитывания


Швейцарский
ДИЗАЙН 

ВСТРЕЧАЙТЕ
LIFETRONS
Наслаждайтесь жизнью



КРАСОТА


Основные косметологические процедуры




Положительные и отрицательные ионы
Положительные ионы образуют тонкую сетку между кожей и очищаемой поверхностью, удаляя загрязнения и черные точки, скрытые глубокими порами. Отрицательные ионы разделяют активные ингредиенты по уходу за кожей на водорастворимые ионы, улучшая эффективность средств по уходу за кожей и повышая впитывающую способность кожи.



Электропорация
Электропорация помогает средствам по уходу проникать в кожу. При применении электрических импульсов для «раскрытия» клеток кожи средства по уходу легко впитываются и увлажняют сухую кожу, не нарушая уровень pH. Электропорация создает временную пору, которая позволяет питательным веществам проникать в более глубокие слои кожи, осветляя, увлажняя ее и улучшая цвет лица.



Микроовальная терапия для уменьшения морщин
Клинически доказанная эффективность микроовальной технологии для разглаживания и уменьшения мелких морщин. Сокращения или удаление мелких морщин на лице достигается за счет стимуляции микротоками эпидермиса.



Низкочастотные ЭМС микротоки
Тонизирующие мышцы могут помочь подтянуть и укрепить прикрепленную к ним кожу, что приводит к эффекту подтяжки лица.

Аппарат для ультра-очистки кожи

С ионной технологией и ЭМС
Модель: СМD-100
Подтягивает кожу | Уменьшает морщины | Доставляет питательные вещества
Очищает поры | Удаляет черные точки
Предотвращает акне

Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: < 1,5 Вт
Частота вибрации: 136 Гц - 318 Гц
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Область применения: лицо



Прибор для завивки ресниц FDA

С массажем отрицательными ионами
Модель: EE-100
Завивает ресницы | Уменьшает морщины | Осветляет темные круги
Снимает усталость | Подтягивает кожу | Придает сияние вашим глазам

Характеристики
Рабочее напряжение: 1,5 В
Интенсивность ионного потока: 1,5 В
Мощность: 1 Вт
Источник питания: батарея AAA
Частота вибрации: 200 Гц
Область применения: кожа вокруг глаз



Аппарат для микродермабразии лица

Технология против акне и для шлифовки кожи
Модель: СМ-300
Отшелушивает | Осветляет | Отбеливает | Уменьшает акне | Делает кожу менее жирной | Очищающий массаж кожи | Улучшает кровообращение | Способствует впитыванию питательных веществ

Характеристики
Частота вибрации: 200 Гц
Вакуумное всасывание: > 25 кПа
Мощность: < 3 Вт
Длина волны синего света: 415 нм +/- 3 нм.
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз



Очищение и массаж 3-в-1 FDA

Уход за лицом и зубами
Модель: СМ-100А / СМ-100В / СМ-100С
Удаляет омертвевшие клетки кожи | Очищает от загрязнений | Уменьшает черные точки | Очищает поры
Предотвращает акне | Чистит зубы
Массаж лица | Снимает усталость

Характеристики
Питание: батарея AAA
Диаметр щетки для лица: 0,07 мм
Диаметр зубной щетки: 0,2 мм
Класс водозащиты: IPX5
Область применения: лицо, зубы



СМ-100А/СМ-100В/СМ-100С

Ультразвуковой очищающий аппарат и массажер

С микротоками и ионной технологией
Модель: СМ-400
Подтягивает кожу | Уменьшает морщины | Доставляет питательные вещества | Уменьшает мимические морщины | Очищает поры | Подтягивает
Тонизирует | Водонепроницаемый | Удаляет черные точки
Предотвращает акне

Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: 3 Вт (макс.)
Микроток: 20 В Ультразвук: 3 МГц
Класс водозащиты: IPX5
Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Область применения: лицо



Описание

- Сочетание очищения, микротоков, отрицательных ионов и ультразвуковой технологии в одном портативном устройстве
- Микровибрации очищают поры, удаляют загрязнения и восстанавливают естественное сияние кожи
- Микротоки помогают подтянуть и укрепить кожу, стимулируя мышцы лица для восстановления их эластичности
- Ультразвуковой режим активизирует клетки кожи и помогает доставлять питательные вещества в глубокие слои кожи
- Отрицательные ионы помогают улучшить впитывание питательных веществ



Массажер «Beauty EyeWear» для кожи вокруг глаз

С ионным массажем и красным фотонным светом
Модель: EL-100А
Улучшает впитывающую способность кожи | Отбеливает | Подтягивает кожу | Улучшает кровообращение | Снимает усталость | Уменьшает морщины | Придает сияние вашим глазам

Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Интенсивность ионного потока: 3,7 В
Мощность: 0,5 Вт макс.
Источник питания: литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Разъем зарядного устройства: Micro-USB
Частота вибрации: 200 Гц
Длина волны красного света: 630 ± 5 нм
Область применения: глаза, лицо

Описание

- Массажер в виде очков с терапией красным светом для светящейся и молодой кожи
- Производит 200 вибраций в секунду, чтобы помочь улучшить кровообращение, стимулировать мышцы лица и снять усталость
- Технология отрицательных ионов улучшает впитывание средств по уходу за кожей
- Красный фотонный свет помогает улучшить клеточную активность, стимулирует клеточный метаболизм, одновременно уменьшая морщины и выравнивая тон кожи
- Элегантный дизайн, при проведении процедур ваши руки будут свободны

Беспроводные наушники «DrumBass»

Со встроенным ионизатором
Модель: EH-100
Очищает воздух | Снимает усталость | Чистый звук | Длительное время ожидания

Характеристики
Версия Bluetooth: 4.1
Дальность передачи Bluetooth: 10 м
Концентрация отрицательных ионов: 10 см в пределах (300 - 800000 см³)
Входное напряжение: 5 В
Мощность: 1 Вт (макс.)
Емкость аккумулятора: 600 мА

Описание

- Наушники Bluetooth со встроенным ионизатором для отличного звучания и создания свежей, заряженной отрицательными ионами атмосферы
- Современное и экологичное устройство, перезаряжаемый аккумулятор с длительным временем работы
- Ионизатор испускает отрицательные ионы для очистки воздуха и нейтрализации запахов, поддерживая естественную и комфортную среду
- Получите удовольствие от прослушивания музыкальных произведений благодаря чистому и сбалансированному звучанию



Массажер «Magic Ball» 5-в-1

Модель: СМ-500
Подтягивает кожу | Уменьшает морщины | Доставляет питательные вещества
Очищает поры | Удаляет черные точки

Характеристики
Материалы: Поликарбонат + силиконовый каучук для использования в пищевой промышленности.
Питание: Micro USB 5V
Частота вибрации: 150 Гц - 200 Гц
Емкость аккумулятора: 190 + 900 мАч
Размеры: 100x100x85 мм
Вес: 250



Описание

- Очищает поры, удаляет глубокие загрязнения и восстанавливает сияние кожи с помощью технологии ультразвуковой микровибрации.
- Устройство 3-в-1 удобно носить с собой.
- Гибридный 3D-звук (технология трехмерной гибридной ультразвуковой вибрации), подходит для различных зон, выпуклых и больших участках лица и тела.
- Эргономичный дизайн, удобный в использовании.



Массажер для кожи вокруг глаз FDA

С технологией отрицательных ионов

Модель: EM-100
Подтягивает кожу | Уменьшает темные круги
Снимает усталость | Улучшает кровообращение

Характеристики

Рабочее напряжение: 1,5 В
Мощность: 0,1 Вт
Микровибрационная частота: 150 Гц
Ионная интенсивность: 1,5 В
Источник питания: батарея типа AAA.
Используется для: кожи вокруг глаз



Массажер для кожи вокруг глаз FDA

С технологией отрицательных ионов

Модель: EM-200
Подтягивает кожу | Уменьшает темные круги
Снимает усталость | Улучшает кровообращение

Характеристики

Рабочее напряжение: 1,5 В
Мощность: 0,1 Вт
Микровибрационная частота: 150 Гц
Ионная интенсивность: 1,5 В
Источник питания: батарея типа AAA.
Используется для: кожи вокруг глаз



EM-800A EM-800B

Мини-массажер для кожи вокруг глаз FDA

С технологией отрицательных ионов

Модель: EM-800A / EM-800B
Уменьшает морщины | Осветляет темные круги
Устраняет признаки усталости | Подтягивает кожу

Характеристики

Рабочее напряжение: 1,5 В
Мощность: 0,1 Вт (EM-800A)
Мощность: 0,3 Вт (EM-800B)
Частота вибрации: 200 Гц
Ионная интенсивность: 1,5 В
Источник питания: батарея типа AA.
Используется для: кожи вокруг глаз.



Набор для ухода за кожей лица 4-в-1 FDA

Разработано для ухода за кожей вокруг глаз, лицом и кожей головы
Модель: EM-300P

Подтягивает и укрепляет кожу | Разглаживает морщины | Доставляет питательные вещества в клетки кожи | Борется с акне | Восстанавливает кожу | Активирует клетки кожи
Снимает усталость | Осветляет темные круги | Стимулирует рост волос

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
Частота вибрации: 120 Гц
Интенсивность микротока: 130 мкА Интенсивность ионного потока: 28 В
Длина волны синего света: 415 ± 10 нм
Тип зарядного устройства: USB
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз, кожа головы

Описание

- 4 технологии в одно портативном устройстве: терапия синим светом, микротоковая терапия, технология отрицательных ионов и микровибрационный массаж.
- Сменные терапевтические насадки для ухода за кожей вокруг глаз, лицом и кожей головы
- Фотонная терапия синим светом в сочетании с микровибрациями поможет сбалансировать выработку кожного сала, уменьшить рубцы и бороться с акне.
- Микровибрации в сочетании с отрицательными ионами помогут нормализовать кровообращение, снять усталость и улучшить абсорбцию косметических средств.
- Микротоки в сочетании с микровибрациями стимулируют мышцы лица для эффекта подтяжки и укрепления кожи.
- Массажер для кожи головы поможет снять стресс и стимулирует рост волос



Ионный массажер для кожи вокруг глаз FDA

С перезаряжаемой аккумуляторной батареей и ионной технологией

Модель: EM-400D

Подтягивает | Укрепляет кожу | Разглаживает неглубокие морщины | Улучшает впитывание питательных веществ
Активирует клетки кожи | Дополнительное питание | Снимает усталость

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
Частота вибрации: 130/200 Гц
Интенсивность ионного потока: 3,7 В
Источник питания: 190 мАч (литий-полимерный аккумулятор)
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз

Описание

- Интегрированная технология воздействия отрицательных ионов и низкочастотной вибрации
- Отрицательные ионы помогают питательным веществам из средств по уходу за кожей глубже проникнуть в клетки кожи
- Микровибрации для улучшения питания и кровообращения



Ионный массажер «Ion Beauty Bar» FDA

С технологией отрицательных ионов

Модель: EM-500
Устраняет мелкие морщинки | Лифтинг-эффект | Снимает усталость | Подтягивает контур лица

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
Частота вибрации: 200 Гц
Интенсивность ионного потока: 3,7 В
Питание: литиевая батарея
Емкость аккумулятора: 350 мАч
Время работы от аккумулятора: 2,5 часа
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз

Описание

- T-образный массажер с микровибрациями и гальваническими ионами поможет улучшить кровообращение и снять усталость
- Отрицательные ионы помогают питательным веществам глубоко проникнуть в кожу
- Эргономичный дизайн, перезаряжаемая аккумуляторная батарея с длительным сроком службы

Набор для лица 3-в-1 «Facial Kit» FDA

Очищение, массаж и макияж

Модель: EM-600P

Очищение | Чистые поры | Успокаивает |

Успокаивающий массаж |

Макияж | Стойкий макияж



Характеристики

Рабочее напряжение: 1,5 В
Мощность: 0,6 Вт (макс.)
Частота вибрации: 200 Гц
Источник питания: батарея AA
Время автономной работы: 2 часа
Класс водозащиты: IPX5
Область применения: лицо

Описание

- 3-в-1 с сменной очищающей насадкой, массажной насадкой и насадкой для нанесения макияжа
- Микровибрация помогает очистить кожу от загрязнений и кожного сала, подготавливая ее к применению косметических средств
- Массажер для лица с микровибрацией поможет снять усталость, улучшить кровообращение и восстановить поврежденную кожу
- Гигиеническая пуховка для макияжа обеспечивает равномерное нанесение с длительным эффектом
- Класс водозащиты IPX5 идеально подходит для чистки лица

Ионный массажер для кожи вокруг глаз «Ion Eye Massager» FDA

С технологией отрицательных ионов

Модель: EM-700

Подтягивает кожу | Уменьшает морщины |

Осветляет темные круги

Снимает усталость | Устраняет жировые «мешки»



Характеристики

Рабочее напряжение: 1,5 В
Мощность: 0,1 Вт
Частота вибрации: 150 Гц
Интенсивность ионного потока: 1,5 В
Источник питания: батарея AAA
Область применения: кожа вокруг глаз.

Описание

- Сочетает низкочастотные микровибрации с технологией отрицательных ионов
- 150 вибраций в секунду помогут улучшить кровообращение, стимулировать мышцы лица и снять усталость
- Микровибрации улучшают питание и кровообращение кожи.
- Отрицательные ионы помогают питательным веществам глубоко проникать в кожу
- Энергия отрицательных ионов помогает бороться с мелкими и более глубокими морщинами и темными кругами, одновременно подтягивая кожу вокруг глаз.



Увлажняющий спрей «Nano Mist»

Увлажняет с помощью ультразвуковой технологии
 Модель: NS-100
 Увлажняет | Проникает в поры | Доставляет питательные вещества в клетки кожи | Отбеливает | Освежает и регулирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж

Характеристики
 Рабочее напряжение: 3,7 В
 Мощность: 1,5 Вт
 Размер частиц: 0,3 мкм
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Объем контейнера для воды: 6 мл
 Емкость аккумулятора: 400 мАч
 Область применения: лицо



Увлажняющий спрей и массажер «Nano Mist»

С ионной и светотерапией
 Модель: NS-200
 Увлажняет | Проникает в поры | Отбеливает кожу | Освежает | Контролирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж | Доставляет питательные вещества в клетки кожи | Успокаивает | Анти-акне

Характеристики
 Рабочее напряжение: 3,7 В
 Мощность: 1,5 Вт
 Интенсивность ионного потока: 3,7 В
 Длина волны синего света: 415 ± 3 нм
 Емкость аккумулятора: 650 мАч
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Размер частиц: 0,3 мкм
 Объем контейнера для воды: 6 мл
 Область применения: лицо, кожа вокруг глаз.



Увлажняющий спрей «Nano Mist»

Увлажняет с помощью ультразвуковой технологии
 Модель: NS-300
 Увлажняет | Проникает в поры | Доставляет питательные вещества в клетки кожи | Отбеливает | Освежает и регулирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж

Характеристики
 Мощность: 1,5 Вт
 Размер частиц: 0,3 мкм
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Объем контейнера для воды: 9 мл
 Питание: батарея AAA x 2
 Область применения: лицо

Ультразвуковой ионный набор для лица

Со светотерапией, нано-спреем и массажером
 Модель: NS-500P
 Разглаживает мелкие и глубокие морщины | Укрепляет | Доставляет питательные вещества в клетки кожи
 Успокаивает кожу | Предотвращает появление акне | Увлажняет | Проникает в поры | Отбеливает кожу | Освежает | Регулирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж | Очищает кожу



Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
 Мощность: 1,5 Вт
 Интенсивность ионного потока: 3,7 В
 Частота вибрации: 200 Гц
 Длина волны синего света: 415 ± 3 нм
 Размер частиц: 0,3 мкм.
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Объем контейнера для воды: 9 мл
 Емкость аккумулятора: 650 мАч.
 Питание: 5V micro-USB.
 Область применения: лицо, кожа вокруг глаз.

Описание

- Сочетает нано-туман, вибрационный массаж, отрицательные ионы и терапию синим светом.
- Отрицательные ионы в сочетании с вибромассажем помогают доставить питательные вещества в глубокие слои кожи
- Синий свет успокаивает кожу, убивает бактерии и лечит акне
- Технология ультразвукового распыления превращает воду в ультратонкий нано-туман, частицы которого меньше, чем поры.
- Большой резервуар для воды для длительного непрерывного использования
- Элегантный дизайн для использования в любом месте

Увлажняющий спрей «Nano Mist»

Увлажняет с помощью ультразвуковой технологии
 Модель: NS-400
 Увлажняет | Проникает в поры | Отбеливает кожу | Освежает | Контролирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж | Доставляет питательные вещества в клетки кожи



Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
 Мощность: 1,5 Вт
 Размер частиц: 0,3 мкм
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Объем контейнера для воды: 9 мл
 Емкость аккумулятора: 600 мАч
 Питание: 5V micro-USB

Описание

- Технология ультразвукового распыления превращает воду в ультратонкий нано-туман, частицы которого меньше, чем поры.
- Помогает оптимизировать абсорбцию питательных веществ клетками кожи
- Система защиты для предотвращения одновременного включения функции распыления тумана и вибрации
- Съёмный контейнер для воды с защитой от протечки

СПА-набор для лица 2-в-1 увлажняющий спрей «Mist Spray» и массажер

Модель: NE-100
 Увлажняет | Проникает в поры | Отбеливает кожу | Освежает | Контролирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж | Очищает кожу



Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
 Частота вибрации: 200 Гц
 Источник питания: литиевая батарея (390 мАч) Разъем зарядного устройства: 5V micro-USB
 Максимальная мощность: 1,5 Вт
 Объем контейнера для воды: 7 мл
 Время автономной работы: 1 час для спрея, 4 часа для массажа.
 Область применения: лицо, кожа вокруг глаз.

Описание

- Устройство 2-в-1 для ухода за кожей, включающее вибрационный массаж, функцию распыления отрицательных ионов и тумана
- Технология ультразвукового распыления превращает воду в ультратонкий нано-туман, частицы которого меньше, чем поры.
- Отрицательные ионы в сочетании с вибромассажем помогают оптимизировать абсорбцию питательных веществ клетками кожи
- Система защиты для предотвращения одновременного включения функции распыления тумана и вибрации
- Съёмный контейнер для воды с защитой от протечки



Увлажняющий спрей «Nano Mist»

Увлажнение кожи с цифровым монитором
 Модель: NS-600P
 Увлажняет | Проникает в поры | Отбеливает кожу | Освежает и регулирует уровень жирности кожи | Закрепляет макияж | Доставляет питательные вещества в клетки кожи | Точное тестирование | Тест на уровень увлажнения и жирность

Характеристики
 Рабочее напряжение: 3,7 В
 Мощность: 1,5 Вт
 Размер частиц: 0,3 мкм
 Объем распыления: 0,6-0,8 мл / 30 сек.
 Объем контейнера для воды: 8 мл
 Емкость аккумулятора: 650 мАч
 Разъем зарядного устройства: 5V micro-USB
 Область применения: лицо

Описание

- Технология ультразвукового распыления превращает воду в ультратонкий нано-туман, частицы которого меньше, чем поры.
- Большой резервуар для воды для длительного непрерывного использования
- Проверьте свою кожу, чтобы определить уровень увлажнения
- С технологией анализа биоэлектрического сопротивления для высокой точности
- Погрешность тестирования высокой точности составляет менее 1%, позволяя получить очень точные результаты
- Элегантный дизайн для использования в любом месте

Ультразвуковая терапия

Ультразвуковые высокочастотные колебания создают тепловой и физико-химический эффект, стимулируют клетки кожи, ускоряя обмен веществ и повышая выработку коллагена. Ультразвуковая терапия переносит активные ингредиенты средств по уходу за кожей в глубокие слои кожи, делая кожу более сияющей и эластичной.



Использование ультразвука для «транспортировки» питательных веществ в клетки для большей эффективности средства по уходу за кожей



Быстро проникает в кожу для моментального эффекта

Нанесение средства по уходу за кожей с помощью ультразвукового устройства

Нанесение средства по уходу за кожей с помощью ультразвукового устройства

Ультразвуковая терапия


Глубокое очищение пори удаление загрязнений



Технология положительных ионов и использует свойства притяжения противоположно заряженных ионов для удаления загрязнений и отмерших клеток кожи из пор.

Ультразвуковая терапия

Доставка питательных веществ и отбеливание кожи



Технология отрицательных ионов доставляет активные компоненты средства по уходу за кожей в глубокие слои кожи, обеспечивая кожу питанием, поддерживая водно-жировой баланс, уменьшая выработку меланина, удаляя темные пятна, улучшая усвоение питательных веществ и ускоряя метаболизм.



Красный свет

Улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм



Синий свет

Удаляет излишки кожного сала, убивает бактерии, вызывающие акне, устраняет покраснения и воспаления кожи



Зеленый свет

Снимает усталость, способствует регенерации клеток, улучшает эластичность, успокаивает кожу и уменьшает покраснения



Ультразвуковой массажер для лица

С ионной и световой терапией
Модель: UI-200
Отбеливает | Подтягивает | Укрепляет | Способствует похудению | Детокс | Сжигание жира
Разглаживает морщины
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: 1 Вт
Ультразвуковая частота: 3 МГц
Длина волны красного света: 630 ± 10 нм.
Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм.
Длина волны синего света: 460 ± 10 нм.
Область применения: лицо, шея

FDA
510 (k) K161434

Ультразвуковой очищающий прибор

с технологией ионного лифтинга и ЭМС
Модель: UI-400
Раскрывает поры | Удаляет черные точки
Удаляет загрязнения | Способствует впитыванию питательных веществ
Отбеливает | Массаж | Укрепление | Лифтинг



Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: 3 Вт
Интенсивность ЭМС: 23 В
Интенсивность ионного потока: + 10 В / - 10 В
Емкость аккумулятора: 900 мАч
Разъем зарядного устройства: Micro-USB
Область применения: лицо



Прибор для ультра-лифтинга и очищения лица

С ультразвуковой и ионной технологией
Модель: UI-100C
Глубоко очищает | Подтягивает и увлажняет | Улучшает абсорбцию питательных веществ
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: 2 Вт
Ультразвуковая частота: 1 МГц
Интенсивность ионного потока: + 10 В / - 13 В
Емкость аккумулятора: 800 мАч
Область применения: лицо, шея



Прибор для омоложения лица

С помощью ультразвуковой, ионной и светотерапии
Модель: UI-300B
Положительные Ионы | Глубокое очищение | Отрицательные ионы | Улучшает абсорбцию питательных веществ | Осветляет кожу | Контролирует выработку кожного сала | Уменьшает поры | Анти-акне | Успокаивает | Лифтинг
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Ультразвуковая частота: 3 МГц
Длина волны красного света: 630 ± 10 нм
Длина волны синего света: 450 ± 10 нм
Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм
Емкость аккумулятора: 1000 мАч
Область применения: лицо



Ультразвуковой прибор для ухода за лицом

с ионным массажем и термотерапией
Модель: UI-600
Глубокое очищение | Подтягивает | Увлажняет
Улучшает абсорбцию питательных веществ | Разглаживает контур морщин | Массаж | Сияющая кожа
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Ультразвуковая интенсивность: 3 МГц
Интенсивность ионного потока: 10 В
Частота вибрации: 200 Гц
Температура термотерапии: 42 С
Емкость аккумулятора: 650 мАч
Время работы от аккумулятора: 2,5 часа
Область применения: лицо, тело



Массажер для тела с эффектом похудения и контурной пластики

Модель: UI-500
Похудение | Способствует ускорению метаболизма | Улучшает микроциркуляцию | Укрепляет иммунную систему | Улучшает впитывание средств по уходу за кожей
Описание продукта
Сочетая ультразвуковую терапию, ЭМС и дальнюю инфракрасную терапию, этот массажер 3-в-1 стимулирует меридианы тела, чтобы сбалансировать эндокринную систему и помочь похудеть. Его можно использовать на руках, талии и ягодицах для более стройного и подтянутого тела.
Характеристики
Вход: 12 В, 2 А
Ультразвуковая частота: 1 МГц
Дальняя инфракрасная длина волны: 8 нм – 14 нм
5 режимов массажа: стук, хлопки, массаж, размятие и акупунктура



FDA
510 (k) K162106

Основные косметологические процедуры

Положительные и отрицательные ионы
Положительные ионы образуют такую петлю между рукой и электродом, удаляя загрязнения и черные точки, скрытые глубоко в порах. Отрицательные ионы разделяют активные ингредиенты по уходу за кожей на водорастворимые ионы, улучшая их проникновение в кожу и повышая увлажняющую способность кожи.

Электропорация
Электропорация позволяет средствам по уходу проникать в кожу. При применении электрических импульсов для «раскрытия» клеток кожи средства по уходу легко впитываются и увлажняют сухую кожу, не нарушая уровень pH. Электропорация создает временную пору, которая позволяет питательным веществам проникать в более глубокие слои кожи, осветляя, увлажняя и улучшая цвет лица.

Микротоковая терапия для уменьшения морщин
Клинически доказанная эффективность микротоковой терапии для разглаживания и уменьшения мелких морщин. Сокращение или удаление мелких морщин в лице достигается за счет стимуляции нервно-мускульной дермиса.

Низкочастотные ЭМС микротоки
Тонизируемые мышцы могут помочь подтянуть и укрепить прикрепленную к ним кожу, что приводит к эффекту подтяжки лица.

Принцип действия цветного света

Красный свет
Улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровоснабжение и клеточный метаболизм.

Синий свет
Удаление лишней кожного сала, убивает бактерии, вызывающие acne, устраняет покраснения и воспаления кожи.

Зеленый свет
Снимает усталость, способствует регенерации клеток, улучшает эластичность, успокаивает кожу и уменьшает покраснения.

Комбинированный свет
Комбинированный свет улучшает общее состояние кожи и цвет лица.



Ультра лифтинг для лица с микротоками и светотерапией
Модель: EP-400D
Лифтинг мышц | Подтягивает кожу
Уменьшает морщины | Отбеливает
Стягивает поры | Доставляет питательные вещества в клетки кожи
Подтягивает контур лица, глаз и тела
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Частота вибрации: 200 Гц
Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Разъем зарядного устройства: Micro-USB
Область применения: лицо, шея

Лифтинг и разглаживание мимических морщин
Основная частота тока может стимулировать сокращение мышц и увеличение коллагена, что приводит к разглаживанию мелких морщин.



Отбеливание
Красный свет может проникать сквозь кожу и востанавливать поврежденный слой коллагена. Это свойство позволяет эффективно бороться с пигментом и сохранить в лагу в слоях кожи. С помощью этого волшебного устройства ваша кожа будет выглядеть сияющей и гладкой.

Микроток + Низкочастотная вибрация

Фотонный аппарат для ухода за кожей лица с микротоками и светотерапией

Модель: EP-300B
Очищает | Отбеливает
Уменьшает морщины | Подтягивает
Снимает воспаление | Питание
Абсорбция
Характеристики
Рабочее напряжение: 3,7 В
Мощность: 2 Вт
Интенсивность волн: 8В / 11В / 14В / 17В / 20В
Длина волны красного света: 630 ± 10 нм
Длина волны синего света: 450 ± 10 нм
Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм
Область применения: лицо



FDA
510 (k) K162652

Фотонный аппарат для лифтинга

С помощью светотерапии и технологии ЭМС

Модель: EP-100B

Очищает и отбеливает | Подтягивает мышцы лица |

Снимает воспаления

Анти-акне | Улучшает эластичность | Улучшает

абсорбцию питательных веществ

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Мощность: 0,5 Вт

Интенсивность волны: 10/15/20 В

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм.

Длина волны синего света: 460 ± 10 нм.

Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм.

Область применения: лицо, шея



Описание

- Многофункциональное высокотехнологичное устройство для ухода за кожей лица
- 3-уровневая, 4-полюсная микротоковая процедура подтягивает кожу и стимулирует деление клеток, разглаживая мелкие и глубокие морщины.
- Свет трех цветов: красный, синий и зеленый
- Красный свет улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм
- Синий свет удаляет излишки кожного сала, предотвращает появление акне, устраняет покраснения и воспаления
- Зеленый свет снимает усталость, способствует регенерации клеток, улучшает эластичность, успокаивает кожу и уменьшает покраснения

Фотонный массажер для лица

С помощью светотерапии и технологии ЭМС

Модель: EP-200

Отбеливает | Подтягивает | Укрепляет

Успокаивает кожу | Разглаживает морщины |

Улучшает абсорбцию питательных веществ

Характеристики

Рабочее напряжение: 5 В

Мощность: 0,4 Вт

Интенсивность волны: 8В / 11В / 14В / 17В / 20В

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм

Длина волны синего света: 460 ± 10 нм

Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм

Источник питания: 1000 мАч

Область применения: лицо, шея



Описание

- Многофункциональное высокотехнологичное устройство для ухода за кожей лица
- 3-уровневая, 4-полюсная микротоковая процедура подтягивает кожу и стимулирует деление клеток, разглаживая мелкие и глубокие морщины.
- Свет трех цветов: красный, синий и зеленый
- Красный свет улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм
- Синий свет удаляет излишки кожного сала, предотвращает появление акне, устраняет покраснения и воспаления
- Зеленый свет снимает усталость, способствует регенерации клеток, улучшает эластичность, успокаивает кожу и уменьшает покраснения

Ионная процедура для лица и тела

FDA

4-в-1 с технологией микротоков

Модель: EP-500C

Глубоко очищает | Улучшает

абсорбцию питательных веществ

Подтягивает контур лица и тела |

Тонизирует мышцы

Сужает поры | Укрепляет волосы

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Частота вибрации: 200 Гц

Мощность: 1 Вт

Емкость аккумулятора: 900 мАч.

Отрицательный ионный заряд: 13 В

Область применения: лицо, кожа вокруг глаз, кожа головы, тело



Описание

- Четыре насадки для многоцелевого использования: лицо, кожа вокруг глаз, кожа головы, тело
- Микротоки стимулируют пролиферацию клеток эпидермиса для разглаживания мелких и глубоких морщин
- Положительные ионы для глубокой очистки, отрицательные ионы усиливают абсорбцию питательных веществ кожей



Массажер для лица

с ультразвуковой технологией

Модель: EU-100

Подтягивает мышцы лица | Лифтинг-эффект |

Уменьшает мимические морщины

Отбеливает | Осветляет темные круги

Снимает усталость | Подтягивает контур лица |

Улучшает кровообращение

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Мощность: 3 Вт

Частота микровибрации: 200 Гц


Интенсивность ионного потока: 3,7 В

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Разъем зарядного устройства: Micro-USB

Область применения: лицо, кожа вокруг глаз

Ультразвук + Положительные ионы для глубокого очистления



1. Ультразвуковая технология открывает поры.

2. Положительные ионы притягивают и удаляют загрязнения из пор и отмершие клетки кожи.

Ультразвук - Отрицательные ионы для доставки питательных веществ



1. Ультразвуковая технология открывает поры и временно проникает через естественный барьер кожи, используя свойства отталкивания между отрицательными токнами и отрицательными ионами.

2. Отрицательные ионы проникают глубоко в кожу, эффективно питая и увлажняя ее.

Как образуются акне



Здоровая сальная железа и волосной фолликул



Закупоренный волосной фолликул



Скопление кожного сала приводит к формированию акне




Кожа с акне


Что такое радиочастота (РЧ)?

Радиочастота (РЧ) имеет длину волны от 1 см до 100 км. При применении на коже радиочастотная энергия нагревает слой дермы, стимулируя фибробласты для синтеза коллагена. Старые удлиненные коллагеновые волокна в нижней части слоя сразу же после поглощения радиочастотной энергии сжимаются и восстанавливают эластичность, создавая основу для коллагенового слоя. Радиочастотная энергия также воздействует на глубокие ткани, способствуя улучшению обмена веществ и детоксикации. При постоянном применении радиочастотная терапия сделает кожу более гладкой, упругой и сияющей. РЧ - это идеальное средство для борьбы с возрастными изменениями кожи.

Как работает РЧ?




Терапевтическая насадка передает радиочастотную энергию в глубокие слои кожи комфортным и неинвазивным способом. РЧ нагревает волокна коллагена при температуре 45-60 °С, чтобы активировать фибробласты для синтеза коллагена, делая вашу кожу более упругой и гладкой.




Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.



Одна сторона заряжена положительно, а другая - отрицательно, что делает молекулу воды полярной молекулой.



В процессе воздействия РЧ молекулы воды вынуждены вращаться с высокой скоростью за счет тепла, генерируемого микроволновым излучением, нагревая слои коллагена и жира.



До
Расширенные поры и
Повышенная
выработка кожного
сала



После
Суженные поры и
Сбалансированная
выработка кожного
сала



До
Ускоренное старение
кожи вызвано
потерей коллагена.



После
Ускоренный синтез
коллагена
против огрубевшей
кожи и морщин

Аппарат для омоложения лица

с радиочастотной энергией

Модель: RF-200P

Отбеливает | Подтягивает | Укрепляет | Корректирует контур лица | Детокс | Разглаживает морщины

Характеристики

Входная мощность: 5 В, 2 А

Радиочастота: 486 кГц

Криотерапия: 15 +/- 3 °С

(комнатная температура 25 °С)

Длина волны красного света: 630 +/- 10 нм

Область применения: лицо

Описание

- Аппарат 4-в-1, сочетающий РЧ, микротоки, красный свет и криотерапию для удовлетворения различных потребностей кожи
- 2 уровня радиочастоты
- РЧ энергия способствует выработке коллагена и укрепляет кожу
- Лифтинг и коррекция контура лица, уменьшение видимых мимических и глубоких морщин



Аппарат для термолифтинга лица

с радиочастотной энергией

Модель: RF-300P

Отбеливает | Подтягивает | Детокс | Корректирует контур лица | Разглаживает морщины | Улучшает абсорбцию питательных веществ | Улучшает здоровье кожи головы и волос | Анти-акне | Повышение выработки коллагена

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Выходная частота: 486 кГц

Длина волны красного света: 630 +/- 10 нм

Длина волны синего света: 415 +/- 10 нм

Частота вибрации: 200 Гц

Интенсивность ЭМС: 13 В

Уровни интенсивности: низкий, средний, высокий

Источник питания: литиевая батарея (1000 мАч)

Область применения: лицо

Описание

- Интегрированная точечно-матричная радиочастотная технология, микротоки и вибрационный массаж в сочетании с синей и красной светотерапией
- РЧ энергия стимулирует выработку коллагена и укрепляет кожу
- Красный свет улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм
- Синий свет успокаивает кожу, убивает бактерии и предотвращает появление акне
- Массажер для кожи головы с ЭМС микротоками ускоряет кровообращение, стимулирует волосяные фолликулы и нормализует выработку кожного сала, позволяя укрепить волосы и сохранить кожу головы здоровой
- 3 уровня интенсивности для удовлетворения различных потребностей кожи, в том числе для чувствительной кожи



Аппарат для РЧ-лифтинга лица

с РЧ, микротоками и массажем

Модель: RF-600P

Отбеливает | Подтягивает | Детокс | Корректирует контур лица | Разглаживает морщины

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Радиочастота: 486 кГц

Ультразвуковая частота: 3 Гц

Интенсивность микротоков: 13 В

Уровни интенсивности: низкий, средний, высокий

Источник питания: литий-ионный аккумулятор (1000 мАч)

Область применения: лицо

Описание

- Косметологический прибор 3-в-1 для более молодой, сияющей кожи
- Сочетает точечно-матричную радиочастотную технологию, микротоки и ультразвуковую вибрацию.
- Радиочастотная энергия помогает уменьшить морщины, выровнять тон кожи и повысить эластичность, способствуя выработке коллагена и эластина.
- Микротоки стимулируют кожу и мышцы, восстанавливая ее эластичность, для более подтянутой и молодой кожи
- Ультразвуковая вибрация помогает улучшить кровообращение и снять усталость, одновременно улучшая впитывание средств по уходу за кожей
- 3 уровня интенсивности для удовлетворения различных потребностей кожи, в том числе для чувствительной кожи



Прибор для омоложения кожи вокруг глаз

с радиочастотной энергией

Ионная и тепловая терапия

Модель: RE-100

Отбеливает | Подтягивает | Укрепляет |

Корректирует

Детокс | Разглаживает морщины

Характеристики

Интенсивность потока отрицательных ионов: 3,7 В

Радиочастота: 1 МГц

Температура термотерапии: 42-45 °С

Разъем зарядного устройства: Micro-USB

Источник питания: литиевая батарея (800 мАч)

Область применения: кожа вокруг глаз и губ



Термомассажер для лица

с радиочастотной энергией

Модель: RF-100

Активирует лимфокинез | Уменьшает двойной подбородок | Уменьшает темные круги
Разглаживает морщины | Сужает поры | Устраняет отечность и сухость
Улучшает контур лица | Увеличивает эластичность

Описание продукта

Термомассажер для лица использует радиочастотную (RF) технологию для интенсивного и глубокого ухода за кожей.

Во время этой безболезненной и неинвазивной процедуры устройство направляет радиочастотную энергию в слой дермы, нагревая его и стимулируя фибробласты для синтеза коллагена и подтяжки кожи.

При регулярном применении устройство поможет ускорить обмен веществ, кровообращение и детоксикацию.

Нагревание слоя дермы также поможет сжечь лишний жир и улучшить контур лица, одновременно уменьшая морщины, мешки и темные круги под глазами.

Характеристики

Напряжение: 220 В 50 Гц

Мощность: 30 Вт

Область применения: лицо, шея



Термомассажер «Ultimate»

для лица и тела с радиочастотной энергией

Модель: RF-500

Улучшает эластичность | Разглаживает морщины | Сжигает лишний жир
Активирует лимфокинез | Улучшает контур лица
Улучшает цвет лица | Сужает поры | Отбеливает кожу

Описание продукта

Термомассажер для лица использует радиочастотную (RF) технологию для интенсивного и глубокого ухода за кожей.

Во время этой безболезненной и неинвазивной процедуры устройство направляет радиочастотную энергию в слой дермы, нагревая его и стимулируя фибробласты для синтеза коллагена и подтяжки кожи.

При регулярном применении устройство поможет ускорить обмен веществ, кровообращение и детоксикацию.

Нагревание слоя дермы также поможет сжечь лишний жир и улучшить контур лица, одновременно уменьшая морщины, мешки и темные круги под глазами.

Характеристики

Напряжение: 220 В 50 Гц

Мощность: 30 Вт

Область применения: лицо, шея, тело

Набор для лица «Ultimate»

технология ухода за кожей 5-в-1

Модель: RP-100

Подтягивает | Укрепляет | Разглаживает морщины

Делает кожу гладкой | Детоксикация

Удаляет лишний жир | Улучшает контур лица

Подтягивает кожу | Доставляет питательные

вещества в клетки кожи

Уменьшает мимические морщины | Тонизирует

Улучшает синтез коллагена | Предотвращает

появление акне

Характеристики

Рабочее напряжение: 5 В

Максимальная мощность: 3 Вт

Частота вибрации: 200 Гц

Радиочастота: 486 кГц

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм

Длина волны синего света: 450 ± 10 нм

Емкость аккумулятора: 1200 мАч

Область применения: лицо, тело

Аппарат для термолифтинга лица

с радиочастотной и светотерапией

Модель: RF-700

Глубоко прогревает | Подтягивает кожу | Сжигает

жир |

Подтягивает контур лица | Повышает выработку

коллагена

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Выходная частота: 486 кГц

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм

Уровни интенсивности: низкий, средний, высокий

Источник питания: литиевая батарея (800 мАч)

Область применения: лицо, шея

Точно-матричный RF детектор

Модель: RF-800

Лифтинг | Подтяжка | Детоксикация |

Сглаживание кожи | Сокращение морщин

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Радиочастота: 1 МГц

ЭМС: 38 ± 3 кГц

Дальний инфракрасный: 6 – 14 мкм

Ультразвуковая частота: 3 МГц

Уровни интенсивности: Низкий, средний, высокий

Источник питания: литиевая батарея (1000 мАч)

Область применения: лицо и тело

Массажер «Термаж» 3-в-1

Модель: RF-900P

Подтягивает | Укрепляет кожу | Формирует контуры

тела | Избавляет от растяжек | Способствует

сжиганию жира

Характеристики

Входная мощность: 12 В, 0,5 А

Радиочастота: 1 МГц

ЭМС: 38 ± 3 кГц

Дальний инфракрасный: 6 – 14 мкм

Ультразвуковая частота: 3 МГц

Уровни интенсивности: Низкий, средний, высокий

Источник питания: литиевая батарея (1000 мАч)

Область применения: тело



Описание

- Многофункциональное устройство с терапией красным и синим светом в сочетании с 4 процедурами для лица: радиочастота (РЧ), промежуточная частота (ПЧ), электрическая стимуляция мышц (ЭМС) и электропорация (ЭП)

- РЧ энергия увеличивает выработку коллагена и укрепляет кожу

- ПЧ ускоряет кровообращение и снимает напряжение

- ЭМС удаляет мелкие морщины и укрепляет мышцы лица для подтянутой, молодой кожи

- ЭП технология может расширить пространство между клетками кожи, чтобы облегчить абсорбцию питательных средств по уходу за кожей

- Красный свет осветляет кожу и увеличивает выработку коллагена

- Синий свет лечит акне и воспаления,

- одновременно уменьшая жирность кожи и уменьшая рубцы

Описание

- С точно-матричной радиочастотной технологий (РЧ) и терапией красным светом

- РЧ энергия способствует выработке коллагена и укрепляет кожу

- Красный свет улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм

- 3 уровня интенсивности для удовлетворения различных потребностей кожи

Описание

- Энергия радиочастот может помочь разгладить мелкие морщины и неровности кожи, одновременно повышая эластичность, способствуя воспроизводству коллагена и эластина.

- Инфракрасный свет повышает активность клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, ускоряет кровообращение и улучшает клеточный метаболизм.

Описание

- Сочетание РЧ, электропорации и ультразвуковой технологии в одном простом устройстве.

- РЧ-энергия способствует выработке коллагена и укрепляет кожу

- Большая массажная насадка идеально подходит для массажа растяжек и всего тела

- Технология электропорации улучшает впитывание средств по уходу за кожей

- Ультразвуковая технология расщепляет молекулы средства по уходу за кожей для лучшего впитывания

Аппарат для омоложения лица «Ultimate»

с 6 косметологическими процедурами

Модель: RF-400

Активирует лимфокинез | Уменьшает двойной подбородок | Осветляет темные круги | Разглаживает морщины | Сужает поры | Устраняет отечность и сухость | Улучшает контур лица | Увеличивает эластичность

Описание продукта

Многофункциональный аппарат для ухода за кожей 6-в-1 сочетает RF, IPL-терапию, инфракрасные технологии и многое другое. RF-технология отбеливает и подтягивает кожу. RF в сочетании с функцией дальнего инфракрасного излучения стимулирует метаболизм и регенерацию клеток кожи. Вибрационный массаж улучшает впитывание средств по уходу за кожей и расслабляет мышцы. Терапия красным, синим и зеленым светом поможет решить различные проблемы с кожей для получения видимых результатов.

Характеристики

Напряжение питания: 12В, 2А

Радиочастота: 486 кГц

Ультразвуковая частота (для ускорения впитывания средств по уходу за кожей): 1 МГц

Ультразвуковая частота (для очищения кожи): 27 кГц

Длина волны дальнего ИК-света: 8-12 мкм

Длина волны красного света: 630 ± 10 нм

Длина волны синего света: 415 ± 10 нм

Длина волны зеленого света: 525 ± 10 нм

Частота вибрации: 200 Гц

FDA

510 (k) K162098



Аппарат для ультра-светотерапии

красный и синий свет для ухода за кожей

Модель: PL-120C

Лечение акне | Уменьшение рубцов от акне | Уменьшение воспалений | Стимулирование выработки коллагена | Регенерация | Гладкая и сияющая кожа

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Мощность: 1,5 Вт

Длина волны синего света: 415 ± 3 нм

Интенсивность синего света:

$100 \text{ мВт/см}^2 \pm 20\%$

Длина волны красного света: 630 ± 3 нм

Интенсивность красного света:


$80 \text{ мВт/см}^2 \pm 20\%$

Емкость аккумулятора: 1000 мАч

Область применения: лицо


Аппараты светотерапии Lifetons используют LED-лампы, свет от которых проникает в кожу и стимулирует клетки, улучшая состояние кожи изнутри, в результате чего кожа выглядит заметно моложе и здоровее.

Красный свет с длиной волны 630 нм является мощным источником света с высокой чистотой и равномерной интенсивностью. Красный свет увеличивает активность клеток кожи, стимулирует клеточный метаболизм, ускоряет кровообращение, способствует синтезу коллагена, улучшает эластичность и уменьшает выработку меланина, придавая коже гладкость и сияющий внешний вид. Синий свет с длиной волны 415 нм полностью уничтожает бактерии в волосяных фолликулах, быстро лечит воспаления, регулирует выработку кожного сала, уменьшает прыщи и быстро снимает отеки и воспаления.



Красный свет

Улучшает клеточную активность, стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и клеточный метаболизм



Синий свет

Удаляет излишки кожного сала, убивает бактерии, вызывающие акне, устраняет покраснения и воспаления кожи



Аппарат для лазерной IPL-депиляции

с технологией интенсивного импульсного света

Модель: PL-300

Безболезненно | Удаление волос | Все тело

Характеристики

Рабочее напряжение: 12 В

Длина волны: 650-1200 нм

Плотность энергии: 2-4 Дж/см² (5 уровней интенсивности)

Ширина импульса: 10 мс

Количество импульсов: 0,1 млн.

Область применения: тело



Описание

- Безопасное и безболезненное удаление волос надолго
- Длительный срок службы - более 100 000 импульсов
- Функция определения цвета кожи исключает ожоги
- Система защиты и функция тепловыделения для обеспечения стабильности работы устройства
- Эргономичный дизайн, удобно держать в руке



Система по уходу за кожей «Magic Eye»

Модель: IST-200

Описание

- Высокотехнологичный мультиспектральный анализ изображений
- Комплексный анализ проблем кожи
- Данные о коже по изображению
- Точное определение состояния кожи
- Безопасность и здоровье

Описание продукта

IST-200 Magician of Beauty Shopping Navigation System представляет собой эксклюзивную систему ухода за кожей. Современная уникальная технология тщательно исследует пигментные пятна, поры, огрубевшие участки кожи, мелкие и глубокие морщины. Система проводит анализ степени увлажнения и жирности кожи и представляет подробные данные о чистоте кожи и наличии воспалений. Она упрощает ваши ежедневные процедуры по уходу за кожей, корректируя их в зависимости от проблем вашей кожи. Благодаря нашей интеллектуальной системе и средствам по уходу за кожей ваша кожа вскоре вновь станет гладкой и молодой.

Современная косметологическая система

Уникальный профессиональный инструмент в области косметологии

Ничто не останется незамеченным, ваша кожа раскрыта

Интеллектуальная система для анализа состояния кожи

с системой анализа изображений

Модель: IST-100

Камера высокого разрешения | Интеллектуальная система анализа изображений

Точное определение состояния кожи

Характеристики

Передача данных: Wi-Fi

Разъем зарядного устройства: Micro-USB

Перезаряжаемый аккумулятор: 4 часа непрерывной работы

Индикатор: синий светодиодный

Эксклюзивное приложение: iOS / Android™

Внешняя рабочая температура: 20 - 90 °C

Разрешение: 1 Мп

Область применения: лицо

Руководство по «умному» уходу за кожей

Мультиспектральная система анализа кожи и система продвижения продукта, оснащенная объективом высокого разрешения, устройством для определения уровня увлажнения и жирности кожи и технологией анализа изображений кожи. Она может точно определять и анализировать состояние вашей кожи.



Цифровой монитор для определения состояния кожи

тест на идеальный уровень увлажнения

Модель: ST-100

Глубоко очищает | Подтягивает и увлажняет

Улучшает абсорбцию питательных веществ

Характеристики

Рабочий ток: 2 мА (макс.)

Емкость аккумулятора: 215 мАч

Источник питания: батарея CR2032

Вес: ± 50 г

Описание

- Кожный анализатор с технологией анализа биозлектрического сопротивления высокой точности
- Процент ошибок - менее 1%
- Компактный и портативный дизайн, прост в использовании
- Автоматический выключатель питания

Аппарат для ухода за кожей лица с функцией «тепло/холод»

восстановление кожи с

мощной технологией

Модель: IH-100

Сужает поры | Уменьшает морщины

Способствует абсорбции питательных веществ |

Успокаивает кожу

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Максимальная мощность: 7 Вт

(макс.)

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Область применения: лицо, кожа

вокруг глаз



Описание

- Новые технологии красоты с функцией «тепла» (термотерапия) и «холода» (криотерапия) для восстановления кожи
- Термотерапия с положительными ионами может помочь очистить кожу и раскрыть поры для улучшения абсорбции средств по уходу за кожей.
- Криотерапия с отрицательными ионами поможет удержать влагу в коже, закрывает поры и уменьшает отечность, эффект подтяжки
- Чередование термотерапии и криотерапии стимулирует синтез коллагена и эластина, восстанавливает эластичность и улучшает кровообращение
- Две выступающие точки на массажной насадке для обработки области вокруг глаз и носа
- Аккумуляторная батарея с автоматическим отключением для безопасного использования

Фотонный лифтинг-массажер с воздействием тепла/холода

Модель: TPML-100

Способствует уменьшению пор |

Ускоряет впитывание средств по

уходу

Стимулирует клетки кожи благодаря

воздействию холода/тепла |

Успокаивает и расслабляет

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В

Мощность: 7 Вт (Макс.)

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Разъем зарядного устройства:

Micro-USB

Длина волны красного света:

630 ± 10 нм.

Длина волны зеленого света:

525 ± 10 нм.

Частота вибрации: 130 - 200 Гц.

Размер: 160 мм x 180 мм.



Описание

- 6-в-1 Ultra Beautifier
- Шесть технологий красоты: воздействие холода, воздействие тепла, микровибрация, ЭМС, красный свет и синий свет
- Водонепроницаемый со всех сторон, имеет всего 3 кнопки и прост в обращении, портативный прибор для повседневного использования
- Простое переключение между режимом лифтинга и режимом разглаживания морщин - самый эффективный косметический прибор, который вы когда-либо видели



Набор для ухода за телом «Ultimate»

предназначен для всего тела

Модель: UB-300P

Отчищает | Отбеливает | Уменьшает мелкие и глубокие морщины |
Улучшает овал лица
Улучшить абсорбцию питательных веществ | Сужает поры |
Успокаивает кожу и снимает воспаление
«Запирает» питательные вещества в клетках | Подтягивает |
Снимает усталость | Способствует похудению | Анализирует
состояние кожи
Измеряет пульс и артериальное давление | Контролирует
температуру окружающей среды

Характеристики

Блок питания: 12В, 2А
Радиочастота: 486 кГц
Криотерапия: 5 ± 5 °С (зависит от комнатной температуры)
Ультразвуковая частота: 1 МГц
Интенсивность микротока: 50-150 мкА (моделируемое
сопротивление тела 100 кОм)
Напряжение электропорации: 8-20 В
Частота вибрации ультразвуковой чистки: 27 кГц
ЗМС массаж мышц: 5 режимов
Длина волны IPL: 650-1200 нм
Точность определения состояния кожи: > 95%
Точность определения температуры и влажности окружающей
среды: > 95%
Размер сенсорного экрана: 7 дюймов
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз, тело

Набор для ухода за телом «Luxury»

предназначен для всего тела

Модель: UB-100P

Отбеливает | Омолаживает | Успокаивает кожу и снимает
воспаление | Улучшает абсорбцию питательных веществ |
Улучшает кровообращение | Разглаживает морщины | Укрепляет |
«Запирает» питательные вещества в клетках | Успокаивающий
низкочастотный массаж

Характеристики

Напряжение питания: 12В, 2А
Выходная мощность: 15 Вт
Ультразвуковая частота: 1 МГц
РЧ: 486 кГц
Интенсивность микротока: 20 В
Область применения: лицо, кожа вокруг глаз, тело




Описание продукта

Набор оснащен ЖК-дисплеем высокой четкости и различными функциями для ухода за кожей класса люкс: ультразвук, РЧ, красный свет для омоложения, микроток, технология отрицательных ионов и микровибрационный массаж. Во-первых, разглаживает глубокие морщины с помощью радиочастотной и омолаживающей терапии красным светом. Затем доставляет питательные вещества в клетки кожи с помощью ультразвуковой технологии в сочетании с технологией отрицательных ионов. Используйте микротоки, чтобы стимулировать подкожную клетчатку и мышцы, восстанавливая их эластичность. Наконец, используйте низкочастотный микровибрационный массаж, чтобы омолодить и питать кожу, одновременно улучшая кровообращение.

Описание продукта

Это простое в эксплуатации устройство, работающее на базе Android™ с 7-дюймовым сенсорным экраном, можно использовать для анализа состояния кожи, а впоследствии для индивидуального целевого ухода. Сочетает 8 технологий для красоты вашей кожи: пилинг, IPL-опиляция, РЧ, микроток, ультразвук, электропорация, ЗМС и криотерапия для ухода за лицом и телом. Процедура начинается с удаления мертвой кожи и волос. Затем ультразвуковое глубокое очищение подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Следующим этапом является инфузия питательных веществ с использованием ультразвука для расщепления продуктов по уходу за кожей и микротока ЗМС для облегчения усвоения питательных веществ. После того, как ваша кожа получила все необходимое питание, используйте радиочастотную и микротоковую энергию для удаления мелких и глубоких морщин и разглаживания кожи. Криотерапия - заключительный этап. Помогает успокоить кожу, сузить поры, зафиксировать влагу и укрепить мышцы лица. Аппарат также можно использовать для массажа всего тела с помощью микротока ЗМС, чтобы снять усталость и сжечь лишний жир. Встроенный монитор сердечного ритма, сфигмоманометр и датчик температуры и влажности могут контролировать частоту сердечных сокращений, кровяное давление и окружающую среду для комфортного и безопасного ухода за кожей. Аппарат имеет два аудиовыхода 3,5 мм, чтобы вы могли наслаждаться музыкой во время процедуры. Это мощное, высокотехнологичное устройство - идеальный выбор для салонов красоты.



Швейцарский
ДИЗАЙН 



ВСТРЕЧАЙТЕ
LIFETRONS
Наслаждайтесь жизнью

ЗДОРОВЬЕ



Беспроводные наушники «DrumBass»

Со встроенным ионизатором

Модель: EN-100

Очищает воздух | Снимает усталость | Чистый звук | Длительное время ожидания

Характеристики

Версия Bluetooth: 4.1
 Дальность передачи Bluetooth: 10 м
 Концентрация отрицательных ионов: 10 см в пределах (300 - 8000000 ик3)
 Входное напряжение: 5 В
 Мощность: 1 Вт (макс.)
 Емкость аккумулятора: 600 мА

Описание

- Наушники Bluetooth со встроенным ионизатором для отличного звучания и создания свежей, заряженной отрицательными ионами атмосферы
- Современное и экологичное устройство, перезаряжаемый аккумулятор с длительным временем работы
- Ионизатор испускает отрицательные ионы для очистки воздуха и нейтрализации запахов, поддерживая естественную и комфортную среду
- Получайте удовольствие от прослушивания музыкальных произведений благодаря чистому и сбалансированному звучанию



Браслет здоровья «Rose Gold Elegance»

с германием и магнитными камнями

Модель: FG-9019N

Описание

- Эксклюзивный и инновационный дизайн
- Роскошное покрытие из розового золота
- Инкрустированы 3 кристаллами Swarovski
- Природные микроэлементы: германий
- и магнитные камни придадут энергии и улучшат кровообращение
- Инфракрасная технология позволяет глубоко проникать в ткани для термолитического эффекта
- Регулируемый ремешок подойдет для любого размера

Система по уходу за кожей «Magic Eye»

Модель: IST-200

Описание продукта

IST-200 Magician of Beauty Shopping Navigation System представляет собой эксклюзивную систему ухода за кожей. Современная уникальная технология тщательно исследует пигментные пятна, поры, огрубевшие участки кожи, мелкие и глубокие морщины. Система проводит анализ степени увлажнения и жирности кожи и предоставляет подробные данные о чистоте кожи и наличии воспалений. Она упрощает ваши ежедневные процедуры по уходу за кожей, корректируя их в зависимости от проблем вашей кожи. Благодаря нашей интеллектуальной системе и средствам по уходу за кожей ваша кожа вскоре вновь станет гладкой и молодой.

Описание

- Высокотехнологичный мультиспектральный анализ изображений
- Комплексный анализ проблем кожи
- Данные о коже по изображению
- Точное определение состояния кожи
- Безопасность и здоровье



Руководство пользователя Magic



Magic Здоровье



Magic Красота

Швейцарский

ДИЗАЙН 

ВСТРЕЧАЙТЕ
LIFETRONS
Наслаждайтесь жизнью



ПУТЕШЕСТВИЯ

С цифровым замком и съемными цифровыми весами

Модель: LB10BC

Описание

- Этот багажный ремень необходим путешественникам со всего мира.
- Предохраните себя от необходимости оплачивать сверхнормативный багаж с помощью этих удобных и простых в использовании весов, которые взвешивают до 50 кг / 110 фунтов.
- Энергосберегающий прибор с автоматическим отключением.
- Съемные цифровые веса, пассажиры могут узнать вес багажа в любое время и в любом месте.
- 3-значный пароль для защиты от кражи багажа
- Общая длина 2,3 метра, можно прикрепить к чемодану менее 30 дюймов
- Включает вспомогательное приспособление для уменьшения дискомфорта рук при взвешивании



Универсальный дорожный сетевой адаптер 3-USB

Модель: MA20WC

Характеристики

Размер: 80 x 80 x 28 мм
Рабочее напряжение: AC 100-240 В 50/60 Гц Общая мощность: 18 Вт
Емкость аккумулятора: 6700 мАч
Дисплей: цифровой светодиодный дисплей Выход: USB Type-Ax2 (DC5V, 0-2,4A каждый)
USB Type-Cx1 (DC5V, 0-2,4A)

Описание

- Работает в более чем 160 странах.
- 4 встроенных штекера в комплекте: AU, EU, UK, USA.
- 3 порта USB, один из которых Type-C.
- Беспроводная зарядка по стандарту Qi
- Встроенное портативное зарядное устройство 6700 мАч
- Цифровой светодиодный дисплей (НОВАЯ функция)
- Разработан со встроенными средствами безопасности, которые защищают смартфон или устройства от перегрузки, перенапряжения и коротких замыканий

Универсальный дорожный сетевой адаптер 4-USB

Модель: MA30WC

Характеристики

Размер: 65 x 55 x 68 мм
Рабочее напряжение: AC 100-240V 50/60 Гц
Общая мощность: 30 Вт
Выход: USB Type-A (DC5V, 0-2,4 A каждый)
Тип USB C (5V/3A-9A/2A, 12V/1,5A)

Описание

- Путешествуйте по миру! Этот адаптер для путешествий работает во всех странах мира. Необходимая вещь для путешественников.
- 4 встроенных штекера в комплекте: AU, EU, UK, USA.
- Используйте универсальную розетку и порт 4-USB (макс. 30 Вт) для зарядки всех ваших устройств.
- Технология зарядки Type-C и Qualcomm QC 3.0
- Порты 4-USB совместимы с большинством смартфонов, планшетов и других устройств с источником питания 5 В постоянного тока. Подключите свой ноутбук, камеру или другие электронные устройства для путешествий к универсальной розетке, до 2400 Вт при 240 В переменного тока (номинальная мощность 10A макс.)
- Разработан со встроенными средствами безопасности, которые защищают смартфон или устройства от перегрузки, перенапряжения и коротких замыканий

Ионный массажер для лица FDA

Со встроенным зарядным устройством

Модель: CE-3200/CE-8000

Улучшает впитывание средств по уходу за кожей | Отбеливает

Уменьшает морщины |

Подтягивает кожу | Снимает усталость

Многоцелевой массажер для лица сочетает в себе действие отрицательных ионов, микровибрационный массаж и красную световую терапию для безупречной кожи. Кроме того, его можно использовать в качестве портативного зарядного устройства! Он прост в использовании, отличается изысканным дизайном и идеально подходит для использования во время путешествий или в дороге.

Характеристики

Рабочее напряжение: 3,7 В
Интенсивность ионного потока: 3,7 В
Мощность: 1 Вт Макс.
Источник питания: USB 2.0
Длина волны красного излучения: 630 ± 5 нм.
Частота микровибрации: 200 Гц.
Емкость аккумулятора (PB-100): 3200 мА
Емкость аккумулятора (PB-200): 6000 мА.
Разъем зарядного устройства: Micro-USB
(PB-100) Выходная мощность: USB 2.0 / 5 В 2,4 А
(PB-200) Выходная мощность: USB1: 5 В 2,4 А
USB2: 5 В 1,0А
Общая мощность: 5 В 3,0 А
Область применения: глаза, лицо, кожа головы



Описание

- Отрицательные ионы помогут улучшить впитывание активных ингредиентов средств по уходу за кожей
- Массаж лица с помощью микровибраций помогает улучшить кровообращение и снимает усталость
- Красный свет ускоряет регенерацию клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, делая вашу кожу более сияющей и упругой.

В любой точке мира.

Универсальное сетевое зарядное устройство «Ultra Power Pro» Универсальное зарядное устройство с двумя USB-разъемами

FG-2110N-BK



Сетевое зарядное устройство для путешествий по всему миру оснащено двумя USB-портами и выдвигаемой вилкой, предназначен для использования в более чем 150 странах. Два USB-порта (макс. 2,5 А) для устройств с напряжением 5 В, таких как iPad®, iPhone®, iPod®, смартфоны и т. д. Подключите ноутбук, камеру или другие электронные устройства для путешествий к универсальному устройству до 1390 Вт при 230 В переменного тока или 660 Вт при 110 В переменного тока (Макс. 6 А). Не переходник. Международная гарантия один год.





VBG | COSMETIC

<https://vbg-cosmetic.ru/>

8 (800) 222-03-94

7 (495) 532-03-23

Приём звонков: Пн-Пт с 9:00 до 18:00



Браслет здоровья «Rose Gold Elegance» с германием и магнитными камнями

Модель: FG-9019N

Описание

- Эксклюзивный и инновационный дизайн
- Роскошное покрытие из розового золота
- Инкрустированы 3 кристаллами Swarovski
- Природные микроэлементы германий и магнитные камни придадут энергии и улучшат кровообращение
- Инфракрасная технология позволяет глубоко проникать в ткани для терапевтического эффекта
- Регулируемый ремешок подойдет для любого размера



Наушники DrumBass™ Sound Pro металлический корпус и шумоизоляция

Модель: FG-8101

Описание

- Швейцарский дизайн с элегантной металлической отделкой
 - Управление на кабеле* со встроенным микрофоном
 - Встроенный динамический излучатель обеспечивает высокое качество звука
 - Передовая технология шумоизоляции для естественного и чистого звука
 - Сменные мягкие амбушоры для дополнительного комфорта
 - Эксклюзивный чехол для хранения наушников
 - В комплект входит адаптер для подключения наушников к развлекательной системе в полете.
- * Функциональность системы управления на кабеле может варьироваться в зависимости от устройства



Стереодинамики DrumBass™ в металлическом корпусе

Модель: FG-8010

Описание

- Отмеченная наградами акустическая система с улучшенной технологией воспроизведения басов
- Наслаждайтесь музыкой до 12 часов через компьютер, смартфон, планшет и многое другое
- Отличное воспроизведение средних и высоких частот
- Двухцветный светодиодный индикатор показывает состояние зарядки или воспроизведения
- Эксклюзивный чехол и кабель в комплекте