

8 (800) 222-03-94
8 (495) 532-03-23

Приём звонков:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

The logo for Artmex MTS & PMU System is centered on a horizontal band with a fine grid pattern. The word "Artmex" is written in a large, elegant, cursive script. Below it, "MTS & PMU System" is written in a smaller, clean, sans-serif font.

Artmex
MTS & PMU System

<https://vbg-cosmetic.ru/>

Artmex V9

MTS & PMU System



АППАРАТ ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
И ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление


Подробное описание изделия	1
Основы эксплуатации	3
Умный наконечник	9
Установка головки иглы	10
Регулировка глубины проникновения иглы	10
Введение иглы	11
Спецификация	12
Меры предосторожности	13



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ① Кнопка увеличения скорости | ② Кнопка старта/пауза |
| ③ Кнопка уменьшения скорости | ④ Клавиши выбора функций |
| ⑤ Выключатель | ⑥ Педаль |
| ⑦ Интерфейс блока питания | ⑧ Интерфейс наконечника |
| ⑨ Интерфейс педали | |



Поброрное описание изделия 2



При выполнении перманентного макияжа (PMU) цветные пигменты, закаченные в иглу, вводятся в кожу возвратно-поступательно.

Процедура микронидлинга (MTS) помогает коже впитывать медицинские препараты путем раздражения кожи.

Основы эксплуатации



1. Правильно разместите детали и соедините их с основным корпусом.

Шнур адаптера соедините с интерфейсом блока питания (Делайте, как показано на рисунках 1 и 2)



рис.3

рис.4

Шнур наконечника соедините с интерфейсом наконечника

(Делайте, как показано на рисунках 3 и 4)




Рис. 5

рис.6

Шнур педали соедините с интерфейсом педали

(Делайте, как показано на рисунках 5 и 6)

2. Подключите зарядное устройство постоянного тока к розетке.

3. Нажмите  чтобы включить аппарат, появится изображение как на рисунке 7.








Рис 7

4. Выберите режим по меню. После нажатия клавиши выбора функций замигает иконка.

5. Нажмите   для выбора уровня скорости. Есть 11 уровней скорости. Чем выше уровень, тем выше скорость.

6. Нажмите  чтобы начал работать наконечник или чтобы временно остановить его работу. Или используйте педаль для управления наконечником

Стационарный режим



Ручка автоматически перестанет работать, когда окажется в исходном месте.

Режим эксплуатации



Ручка начинает автоматически работать, когда ее снимают с места размещения.

1. Выньте картридж с иглами из стерильной упаковки.
 2. Вставьте картридж горизонтально в круглый слот ручки.
 3. Вставляйте картридж, вкручивая его по часовой стрелке.
 4. Вынимайте картридж, выкручивая его против часовой стрелки.
- Регулировать длину иглы следует только после включения аппарата.



Регулировка глубины проникновения иглы

Вращайте иглу по часовой стрелке для увеличения глубины.

Вращайте иглу против часовой стрелки для уменьшения глубины.





M1



L1



R3-M



R3-L



R5



F3



F4



F5



F7



F9



S3



S5



V9



V12



M9



M12



M24



M36



M42



Nano



P18

Спецификация

8

Наименование модели: ATRMEX – V9

Вес: 2100 гр

Адаптер: 100 В – 240 В

Размер: 290 мм x 273 мм x 105 мм

Запатентованное изделие: Да

Назначение: Перманентный макияж и микронидлинг

Техническое обслуживание

1. Общее техническое обслуживание

- Выключите аппарат. Протрите поверхность аппарата сухой тряпочкой.

- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или высоких температур, а также влажности.

- Не доверяйте ремонт аппарата непрофессионалам.

2. Профилактика






















- Всегда проверяйте аппарат и адаптер перед использованием.

- Когда вы собираетесь использовать аппарат после длительного перерыва, проверьте безопасность его работы.

комплектация

Хост	1 шт
Наконечник	1 шт
Адаптер	1 шт
Педаль	1 шт

Меры предосторожности

	Alternating current		Serial No
	Direct current		EU Representative
	Class II equipment		CE mark
	Attention, consult accompanying documents		Manufacturer
	Date of manufacture		Floating applied part
	Please be sure to read instructions before use and follow as described.		
	<p>Do not apply it to the man as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Who has acute disease or bloody disease over 38°C 2. Who has allergy and hemophilia 3. Who has melanosis of the face 4. Who has high internal heat 5. Who regularly visits hospital 6. Who takes medicines 7. Who is under 12 years old 		
	Do not use it on the power other than AC 220V. It may cause fires or malfunction		
	Do not use it near the place with high temperature, dust or humidity (Near the humidifier). It may cause malfunction.		
	Do not repair, disassemble or alter the controller and the body. It may cause malfunction.		
	Do not touch the device or detach the power cords with wet hands. It may cause electric shock.		
	Do not use the stripped cord or propped cord. It may cause fires (Be sure to replace it with another).		
	Do not use the propped cord which has crack or scars. It may cause scars on the skin.		
	When you don't use it for a long time, unplug it from the outlet.		
	Be sure to have an inspection for test. If any troubles are found, get it repaired.		
	No one other than the operator can touch it. It may cause accidents or malfunction.		