

Ultra Photon Light
Red & Blue Light Skin Treatment

EN User Guide

Thank you for purchasing this Lifetrons® product. This user guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and retain it for future reference. This product is applicable for face only.
② Refer to instruction manual booklet

How to Use

A. Select photon light head

Choose your own color head ① (red head) or ② (blue head).

B. Red photon light mode

1. Please use makeup remover and cleanse the skin.
2. Hold the main unit on the bottom with right hand and pinch the ① by the left hand. Load the unit on the top with the head and hear the pop sound when it fits.
3. Wear the goggles.
4. Press ② (blue LED is always on) DI to start, ① is on, defaults to the last selected working mode.
5. Move the ① from about 5 cm to the face, and move slowly from bottom to top.

C. Blue photon light mode

1. Please use makeup remover and cleanse the skin.
2. The right hand holding the host, left hand pinch ② into the host, pull it out, hear pop sound once been sucked in place.
3. Wear the goggles.
4. Press ③ (blue LED is on) with DI sound to start, ② always on, the default mode is selected.
5. Hold ② away from the facial skin about 5 cm, slowly move it from bottom to top.

D. Treatment time setting

1. In the standby mode, press ②, the first level blue LED will be on. After 1 minute, the device will beep three times consecutively.
2. In the first level position, press ②, the second level blue LED will be on. After 3 minutes, the device will beep for three times consecutively.
3. In the 2nd level position, press ②, the third level blue LED will be on. After 5 minutes, the device will beep for three times consecutively.
4. In the third level position, press ②, the fourth level blue LED will be on. After 12 minutes, the device will beep for three times consecutively.
5. In the fourth position, press ②, the L level blue LED will be on. After 120 minutes, the device will beep for three times consecutively.
6. In the L position, press ② to enter standby mode. After 1 minute, the device will beep for three times consecutively.

E. Pulse light mode

1. In any operating mode, press ③ once (blue LED is on) to enter pulsed mode, ① blinks.
2. Press ③ (blue LED goes off) again for a "DI" sound, you can return to the working mode, ① is on.

F. Shutdown

1. In any operating mode, press ①, it will beep three times consecutively and then turn off.
2. In any operating mode, after setting the timing, the device will beep three times consecutively after closing it.

G. Charging

1. Connect ④ (mini USB plug) and ⑤ (mini USB connector).
2. Connect ⑥ (USB plug) to a powered USB port (for example, an AC adapter with a USB power supply).

H. Battery Indicator

Low Battery: ⑦ (Green LED) blinks
During charging: ⑧ (red LED) is on
Battery full: ⑨ (red LED) goes out

DE Benutzerhandbuch

Wir danken Ihnen für den Kauf von Lifetrons®-Produkten. Dieser Leitfaden beschreibt die Betriebspraktiken und Sicherheitsvorschriften. Bitte lesen Sie es für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im Gesicht geeignet.
② Siehe Anleitungen

A. Auswählen eines Farblichtkopfes

Wählen Sie den Farblichtkopf ① (Rotlichtkopf) oder ② (Blaulichtkopf), der Ihren Anforderungen entspricht.

B. Rotlichtmodus

1. Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie Ihre Haut vor der Anwendung.
2. Halten Sie das Hautgerät mit der rechten Hand, drücken Sie ① mit der linken Hand und laden Sie es von oben nach unten in das Hauptgerät. Wenn Sie das „Pop“-Geräusch hören, ist es an seinen Platz gesaugt.
3. Setzen Sie die Augenklappe auf.
4. Drücken Sie ②, schalten Sie das Gerät mit einem „Tick“ ein und ① (Blau LED leuchtet immer), geht standardmäßig auf den zuletzt ausgewählten Arbeitsmodus zurück.
5. Halten Sie ① ca. 5 cm von der Gesichtshaut entfernt, und bewegen Sie sich langsam zur Pflege von unten nach oben.

C. Blaulichtmodus

1. Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie Ihre Haut vor der Anwendung.
2. Halten Sie das Hautgerät mit der rechten Hand, drücken Sie ② mit der linken Hand und laden Sie es von oben nach unten in das Hauptgerät. Wenn Sie das „Pop“-Geräusch hören, ist es an seinen Platz gesaugt.
3. Setzen Sie die Augenklappe auf.
4. Drücken Sie ③, schalten Sie das Gerät mit einem „Tick“ ein und ② (Blau LED leuchtet immer), geht standardmäßig auf den zuletzt ausgewählten Arbeitsmodus zurück.
5. Halten Sie ② ca. 5 cm von der Gesichtshaut entfernt, und bewegen Sie sich langsam zur Pflege von unten nach oben.

D. Einstellung der Arbeitsstunden

1. Drücken Sie im Standby einmal ②, um in den 1. Gang zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 1 Minute Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.
2. Drücken Sie im 1. Gang einmal ②, um in den 2. Gang zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 3 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.
3. Drücken Sie im 2. Gang einmal ②, um in den 3. Gang zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 5 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.
4. Drücken Sie im 3. Gang einmal ②, um in den 4. Gang zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 12 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.
5. Drücken Sie im 4. Gang einmal ②, um in den L Gang zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 120 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.
6. Drücken Sie im L Gang einmal ②, um in das Standby zu schalten. Rote/blau LED leuchtet immer, nach 1 Minute Betrieb schaltet sich das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.

E. Gepulstlichtmodus

1. Drücken Sie einmal ③ mit einem „Tick“ in einem beliebigen Betriebsmodus, um in den Impulsmodus zu schalten und die LED blinkt.
2. Drücken Sie erneut ③ mit einem „Tick“, um in den Betriebsmodus zurückzukehren, und die LED leuchtet immer.

F. Ausschalten

1. Drücken Sie einmal ① in einem beliebigen Betriebsmodus, um das Gerät nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen auszuschalten.
2. In jeder Betriebsart schaltet sich das Gerät nach der eingestellten Nutzungszeit nach 3 aufeinanderfolgenden Pieptönen aus.

G. Aufladen

1. Verbinden Sie ④ (Micro-USB-Stecker) mit ⑤ (Micro-USB-Anschluss).
2. Verbinden Sie ⑥ (USB-Stecker) an einen Strom versorgte USB-Anschluss(z. B.: AC-Adapter mit USB-Stromversorgung).

H. Anzeige des Leistungspegels

Niedriger Batteriestand: ⑦ (grüne LED) blinkt
Laden der Batterie: ⑧ (rote LED) leuchtet immer
Batterie voll: ⑨ (rote LED) aus

FR Mode d'emploi

Merci pour avoir commandé notre produit de Lifetrons®. Ce mode d'emploi résume les modes d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notification avant d'effectuer une utilisation correcte, veuillez conserver approprié ce manuel afin de le référencer en cas besoin. Ce produit n'est utilisé seulement pour le visage.
② Veuillez référencer le manuel du mode d'emploi.

A. Choisir une tête en couleurs

Choisir une tête adapté ① (tête avec rayons rouges) ou ② (tête avec rayons bleus)

B. Mode de rayons rouges

1. Veillez se laver votre peau avant d'utiliser
2. Main droit saisit machine, main gauche met ① dans la machine, l'oreille écouter "Boum", l'un embraye bien l'autre.
3. Mettez le bandeau de yeux
4. Appuyer ② pour démarrer la machine lors d'écouter sonner machine ① (La LED bleue reste toujours allumée), elle entrera tacitement dans mode de fonctionnement sélectionné la fois dernière.
5. Éloignez ① de la peau du visage d'environ 5 cm et déplacez-la lentement de bas en haut pour les soins.

C. Mode de rayons bleus

1. Veillez vous démaquiller et laver votre peau avant utilisation.
2. Main droit saisit machine, main gauche met ② dans la machine, l'oreille écouter "Boum", l'un embraye bien l'autre.
3. Mettez le bandeau de yeux
4. Appuyer ③ pour démarrer la machine lors d'écouter sonner machine ② (La LED bleue reste toujours allumée), elle entrera tacitement dans mode de fonctionnement sélectionné la fois dernière.
5. Éloignez ② de la peau du visage d'environ 5 cm

et déplacez-la lentement de bas en haut pour les soins.

D. Réglage du temps de travail

1. En mode en veille, appuyez une fois sur ② et la LED rouge/bleue au niveau 1 est toujours allumée. Après 1 minute d'utilisation, l'appareil s'éteint après trois bips continus ;
2. Dans l'état du niveau 1, appuyez une fois sur ②, le rayon rouge/bleu du niveau 2 est toujours allumé, après 3 minutes d'utilisation, l'appareil s'éteint après trois bips consécutifs ;
3. Dans l'état du niveau 2, appuyez une fois sur ②, le rayon rouge/bleu du niveau 3 est toujours allumé, après 5 minutes d'utilisation, l'appareil s'éteint après trois bips consécutifs ;
4. Dans l'état du niveau 3, appuyez une fois sur ②, le rayon rouge/bleu du niveau 4 est toujours allumé, après 12 minutes d'utilisation, l'appareil s'éteint après trois bips consécutifs ;
5. Dans l'état du niveau 4, appuyez une fois sur ②, le rayon rouge/bleu du niveau L est toujours allumé, après 120 minutes d'utilisation, l'appareil s'éteint après trois bips consécutifs ;
6. Dans l'état du niveau L, appuyez une fois sur ② pour le mettre en veille, dans 3 minutes, l'appareil s'éteint après trois bips consécutifs ;

E. Mode lumière pulsée

1. Dans n'importe quel mode de travail, appuyez une fois sur ③ avec un bip pour entrer en mode pulsation, et la LED clignote.
2. Appuyez à nouveau sur ③ avec un bip pour revenir au mode de fonctionnement, et la LED est toujours allumée.

F. éteindre la machine

1. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez sur ① et l'appareil s'éteindra après trois bips consécutifs.
2. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, lors de la fin du temps d'utilisation, l'appareil s'éteindra après trois bips consécutifs.

G. Charger

1. Connectez ④ (fiche micro USB) et ⑤ (interface micro USB).
2. Connectez ⑥ (fiche USB) à un port USB avec alimentation (par exemple : adaptateur secteur avec alimentation USB).

H. Indicateur de batterie

Batterie faible : ⑦ (LED verte) clignote
Chargement : ⑧ (LED rouge) reste toujours allumée
Batterie à plein : ⑨ (LED rouge) est éteint

ES La Guía de Usuario

Muchas gracias por elegir este producto Lifetrons®. Esta guía de usuario indica los procedimientos de operación y las precauciones de seguridad. Por favor, le esta guía detenidamente para usar el producto correctamente. Guárdela para futura referencia. Solo se puede usar este producto en la cara.
② Consulte el manual de instrucciones

A. Elija un cabezal de luz de color

Elija una cabeza de luz LED de color adecuada a su piel ① (cabezal de luz LED de color rojo) o ② (cabezal de luz LED de color azul)

B. Modo de luz roja

1. Desmaquillar y limpiar la piel antes de usarla.
2. Sujeta la unidad principal con la mano derecha, aprieta ① y instala en el cuerpo principal de la máquina con la mano izquierda, y la carga desde arriba hacia abajo, y cuando se escucha el sonido "pa", será succionado en su lugar.
3. Traiga la venda de los ojos.
4. Pulse ② para encender la alimentación acompañando un sonido "DI", ① (el LED azul está siempre encendido) y entre en por defecto el último modo de funcionamiento seleccionado.
5. Sostenga ① aproximadamente 5 cm de la piel de la cara y mueva lentamente de abajo hacia arriba.

C. Modo de luz azul

1. Desmaquillar y limpiar la piel antes de usarla.
2. Sujeta la unidad principal con la mano derecha, aprieta ② y instala en el cuerpo principal de la máquina con la mano izquierda, y la carga desde arriba hacia abajo, y cuando se escucha el sonido "pa", será succionado en su lugar.
3. Traiga la venda de los ojos.
4. Pulse ③ para encender la alimentación acompañando un sonido "DI", ② (el LED rojo está siempre encendido) y entre en por defecto el último modo de funcionamiento seleccionado.
5. Sostenga ② aproximadamente 5 cm de la piel de la cara y mueva lentamente de abajo hacia arriba.



D. Ajustes del tiempo de trabajo

1. En el modo de espera, pulse ② una vez, el LED rojo/azul, nivel 1, está encendido, y después de 1 minuto de uso, el aparato se apaga después de tres pitidos consecutivos.
2. En el modo de nivel 1, pulse ② una vez, el LED rojo/azul, nivel 2, está encendido, y después de 3 minutos de uso, el aparato se apaga después de tres pitidos consecutivos.
3. En el modo de nivel 2, pulse ② una vez, el LED rojo/azul, nivel 3, está encendido, y después de 5 minutos de uso, el aparato se apaga después de tres pitidos consecutivos.
4. En el modo de nivel 3, pulse ② una vez, el LED rojo/azul, nivel 4, está encendido, y después de 12 minutos de uso, el aparato se apaga después de tres pitidos consecutivos.
5. En el modo de nivel 4, pulse ② una vez, el LED



PL-120C

All pictures shown are for illustration purpose only, actual products may vary.
图片仅供参考,实物为主。
圖片僅供參考,實物為主。



rojo
12 n
de t
6. En e
apar
cons

E. Mo
1. En c
una
LED
2. Puls
func
enoc

F. Apa
1. En c
para
plido
2. En n
apar
cons
esta
en

G. Rei
1. Cor
(enc
2. Cor
con
aday
USE

H. Ind
Buran
Bateri

IT C
Grazie
Quest
funzio
Legge
utilizzi
conse
Quest
S

A. Sci
Soglia
luce r

B. Mic
1. P
pulli
2. Ten
tend
dall
un r
3. Ind
4. Pre
LED
com
moc
5. Spc
mux
la ci

C. Mic
1. P
pulli
2. Ten
tend
dall
un r
3. Ind
4. Pre
LED
com
moc
5. Spc
mux
la ci

D. Imi
1. In n
LED
man
sper
2. In s
luce
per
disq
con
3. In e
luce
per
disq
con
4. In s
luce
per
disq
con
5. In s
luce
per
disq
con
6. In s
ent
disq
car

E. Mc
1. In c
suc
puli
2. Pre
tor
acc

Safety Precautions

Please follow the rules outlined in this guide closely to ensure your safety and flawless operation:

- Be cautious of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories or packaging to prevent possible injury or damage. Take note that this product should not be placed in your mouth.
- Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. and will void the warranty.
- Do not use any kind of liquid to clean the product. Keep in mind that the surface of the product should only be wiped with a clean dry cloth.
- Do not use this product in locations with high temperatures or high humidity levels (e.g., bathrooms); ideally, the product should be used in a location free of excessive dust and not exposed to direct sunlight.
- Do not insert foreign objects or liquids into the product; this could damage the product.
- Refrain from dropping the product or bumping it against other objects.
- Do not use this product in hazardous locations.
- Should any abnormal situations or problems occur while using this product, discontinue its use immediately.
- The product may explode if disposed of in a fire.
- Immediately discontinue using this device if an allergic reaction occurs or you feel discomfort.
- This product is not suitable to use on body parts that are embedded with silicone, metal or other foreign objects. Do not use directly on the eyes.
- It is recommended to wait at least 6 months after any facial treatments such as a face lift or Botox injections before using this product. If you are unsure, consult with your doctor.
- This product is a skin care device and is not made for medical purposes. If you are under medical treatment, please consult with your doctor before use.
- Do not place this product near strong magnetic or electric fields - this may cause product failure to occur.
- This product has a special lacquer - when cleaning, do not use any corrosive solution which may cause damage to the lacquer or appearance.

Children

Keep out of reach of children. Do not allow children to play with your product or its accessories. They could hurt themselves or others and could accidentally damage the product. Your product and its accessories may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment

This symbol indicates that all electrical and electronic equipment included with this product should not be treated as household waste. Instead, it should be left at the appropriate collection point for the recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you are helping to prevent negative consequences for the environment and human health. To recycle this product, please contact your local city office, household waste disposal service or where you purchased the product.

Limited Warranty

If within 12 months of purchase this product or any part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defect in materials, we will repair or replace the same product free of charge of labor or materials on condition that:

1. The original invoice or sales receipt with the date of purchase is presented with the defective unit.
 2. Lifetrons does not take any responsibility for lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss.
 3. The limited warranty is only valid if the original proof of purchase for this product, issued by a Lifetrons authorized dealer, specifying the date of purchase, is presented with the product to be repaired or replaced. Lifetrons reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
 4. The warranty does not cover product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Lifetrons branded original accessories intended for use with the product. The warranty does not cover any damage caused by misuse, abuse, neglect or accidental breakage.
 5. The warranty does not cover product failures caused by modifications, repairs or disassembly by any person not authorized by the manufacturer.
3. Any defective unit or part shall become property of the manufacturer.

Additional Information

Register your Lifetrons Beauté product online at www.lifetrons.com.

Please visit our website www.lifetrons.com or contact our customer service center at cs@lifetrons.com to learn more about our new products and special offers.

Product specifications are subject to change at the sole discretion and discretion of Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. or Li-Tek without prior notice. Any devices or accessories not listed under "What's Inside" are in reference to compatibility only and are not included. Product images are for reference purposes only, color may vary from the actual product.

"Lifetrons" is a trademark or registered trademark owned by Lifetrons Switzerland AG or Lifetrons International Limited. All other brands and product names listed herein are trademarks or registered trademarks owned by their respective holders and are hereby acknowledged and recognized as such. ©Copyright by Lifetrons Switzerland AG and Lifetrons International Limited. All rights are reserved.

"LIFETRONS" "LIETRONS" "LI" "LI-T" "LI-T" are trademarks or registered trademarks owned by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. or Li-Tek. All other brands and product names listed herein are trademarks or registered trademarks owned by their respective holders and are hereby acknowledged and recognized as such. ©Copyright by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. and Li-Tek. All rights reserved. Produced by: Li-Tek Electronics Technology Co., Ltd

DE Sicherheitsmassregeln

Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachschlagen an einem sicheren Ort auf:

- Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile und anderes Zubehör oder Verpackungen, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Produkt niemals in den Mund nehmen sollten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu öffnen, zu warten oder zu verändern. Dies könnte zu einem Stromschlag führen oder andere Risiken zur Folge haben. Jedes Anzeichen für ein versuchtes Öffnen und/oder Ändern des Geräts, einschliesslich des Abziehens, Durchstehens oder Entfernens von Beschriftungen, führt zu einem Verfall der Garantie.

- Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch. Die Elektronik am und im Gerät darf unter keinen Umständen in Berührung mit Flüssigkeiten oder Cremes kommen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten an denen hohe Temperaturen und/oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrschen (z.B. Badezimmer, Küche, Waschküche). Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, und schützen Sie keine Flüssigkeiten über dem Gerät aus, dadurch kann die Elektronik des Geräts beschädigt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stössen aus. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, wo Sie sich durch den Einsatz selbst gefährden oder anderen Gefahren aussetzen.
- Falls irgendwelche abnormalen Betriebszustände oder andere Störungen beim benutzen des Produktes auftreten, sollten Sie sofort aufhören es zu benutzen.
- Dieses Gerät könnte explodieren, wenn Sie dieses ins Feuer werfen.
- Bei einer eventuellen allergischen Reaktion, oder wenn es Ihnen unwohl wird, sollten Sie sofort aufhören es zu benutzen.
- Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung auf Körperteilen, die mit Silikon, Metall oder anderen Fremdoberflächen eingeklebt sind oder auf die Haut um diese Teile herum.
- Für Nutzer, welche einen Face-Lift hatten oder welchen bereits Botulinumtoxin eingespritzt wurde, warten Sie nach den Behandlungen bitte mindestens 6 Monate, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Dieses Produkt ist für die Hautpflege gedacht, nicht für medizinische Zwecke. Für Nutzer, welche medizinisch behandelt werden, konsultieren Sie vor der Nutzung bitte Ihren Arzt.
- Verwenden Sie dieses Produkt in starken magnetischen oder elektrischen Feldern der Umgebung nicht, dies könnte eine Störung verursachen.
- Dieses Produkt hat das edle Aussehen von Lack, verwenden Sie bei der Reinigung keine korrosiven Lösungen oder es könnte sein helles und sauberes Aussehen verlieren.

Kinder

Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Gerät oder irgendwelchem Zubehör spielen. Ihr Gerät oder anderes Zubehör können kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling

von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beschränkte Garantie

Falls innerhalb des Zeitraumes von 12 Monaten, beginnend mit dem Erstkaufdatum, Schäden aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern an diesem Produkt auftreten, dann reparieren oder ersetzen wir das Gerät durch ein gleichwertiges Gerät, ohne dass dem Kunden dadurch Kosten für Reparatur oder Ersatzteile entstehen, vorausgesetzt die folgenden Bedingungen sind erfüllt:

1. Der Erstkaufbeleg mit Kaufdatum wird zusammen mit dem defekten Gerät eingereicht.
2. Lifetrons übernimmt keine Haftung für den Verlust von Informationen, und gewährt keinerlei Entschädigung für allerlei solcher Verluste.
3. Diese eingeschränkte Garantie für Reparatur oder Ersatz gilt nur in Verbindung mit dem originalen Erstkaufbeleg für das Produkt, der von einem bevollmächtigten Lifetrons Vertragshändler ausgestellt wurde, und auf dem das Erstkaufdatum deutlich angegeben ist. Lifetrons behält sich vor Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach der Ausstellung des Belegs durch den Vertragshändler entweder entfernt oder modifiziert wurden.
4. Diese Garantie deckt Schäden am Gerät oder dessen Zubehörfteilen nicht ab, die durch den Einsatz von Zubehör entstanden sind, das nicht von Lifetrons als originales Zubehör ausgewiesen, und nicht für den Einsatz mit dem Gerät zugelassen ist. Diese Garantie deckt Schäden nicht ab, die durch Missbrauch, Fehlbau, Vernachlässigung oder Unfall entstanden sind.
5. Diese Garantie deckt Schäden nicht ab, die aufgrund unerlaubter Modifikationen, Reparaturen oder durch unsachgemässes Zerlegen durch nicht vom Hersteller bevollmächtigte Personen entstanden sind.
6. Beschädigte Geräte gehen beim Versand an den Hersteller in dessen Eigentum über.

Zusätzliche Information
Registrieren Sie Ihre Lifetrons Produkte online auf www.lifetrons.com.

Besuchen Sie unsere Webseite www.lifetrons.com oder schreiben Sie direkt unserem Kundendienstzentrum cs@lifetrons.com, um mehr über neue Produkte und Sonderangebote zu erfahren.

Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, aufgrund von Entscheidungen oder dem Ermessen von Lifetrons Switzerland AG oder Lifetrons International Limited. Alle Geräte und jedes Zubehör, welches nicht unter "Packungsinhalt" aufgeführt ist, wird nur aufgrund der Kompatibilität verwiesen und ist nicht darin enthalten.

"LIFETRONS" "LIETRONS" "LI" "LI-T" "LI-T"

ist eine Marke oder eingetragene Marke von Lifetrons Switzerland AG oder Lifetrons International Limited. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken von ihren jeweiligen Inhabern und werden hiermit als solche anerkannt. Die Inhaber von Warenzeichen sind mit dem Hersteller dieses Produkts nicht verbunden und unterstützen dieses Produkt daher nicht. ©Copyright by Lifetrons Switzerland AG and Lifetrons International Limited. Alle Rechte sind vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde original in Englischer Sprache verfasst und anschließend in andere Sprachen übersetzt. Die Korrektheit dieser Übersetzungen kann nicht vollständig gewährleistet werden. Sollten irgendwelche Abweichungen zwischen der Version in Englischer Sprache und anderen Sprachen vorliegen, dann soll der Text der englischen Version vorrangig gelten.

FR Précautions d'emploi

Précautions d'emploi

Veillez suivre attentivement les recommandations décrites dans ce guide afin de garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil:

- Faites attention aux angles, aux surfaces irrégulières, aux pièces de métal, aux accessoires et à l'emballage, afin d'éviter d'éventuelles blessures ou des dommages. Notez que l'appareil ne doit pas être placé dans la bouche.
- Ne modifiez, ni ne réparez ni ne démontez le produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, ou une panne complète de l'appareil, et annulerait la garantie.
- N'utilisez aucun liquide pour nettoyer l'appareil. La surface du produit doit être simplement essuyée avec un chiffon propre et sec. Ne pas exposer les composants électriques internes à l'état liquide ou à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits à haute température ou avec un taux d'humidité élevé (par exemple les salles de bains); idéalement, l'appareil devrait être utilisé dans un endroit exempt de poussière excessive et sans exposition directe au soleil.
- N'insérez pas d'objets ou de liquides dans l'appareil car cela endommagerait le conducteur.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le cognez pas contre d'autres objets.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits dangereux.
- Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si des situations anormales ou des problèmes surviennent lors de son utilisation.
- L'appareil peut exploser si jeté au feu.

- Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si une réaction allergique se produit ou si vous ressentez un malaise.
- Cet appareil n'est pas convertible pour les parties du corps incorporant un implant métallique, de la silicone ou n'importe quel autre corps étranger. Ne pas appliquer cet appareil directement aux yeux.
- Pour les utilisateurs ayant eu recours à un lifting du visage ou ayant reçu des injections de Botox, il est conseillé d'attendre 6 mois au moins après le traitement pour pouvoir utiliser cet appareil. Si vous n'êtes pas sûr, consultez votre médecin.
- Ce produit est un appareil de soin pour la peau, et n'est pas conçu pour des buts médicaux. Si vous êtes sous traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.
- Ne pas placer cet appareil près d'un champ magnétique ou électrique puissant. Ceci peut causer une défaillance totale de l'appareil.
- Ce produit comporte une couche fine de vernis, ne pas utiliser de solution corrosive lors du nettoyage pour ne pas endommager son apparence brillante.

Enfants

Tenez hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes ou pourraient accidentellement endommager le produit. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces qui pourraient se détacher et créer un risque d'étouffement.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Ce symbole indique que tous les équipements électriques et électroniques inclus ne doivent pas être traités comme la plupart des déchets ménagers. L'appareil doit être remis à des points de collecte et de recyclage appropriés pour les équipements électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à éviter de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets électroniques. Pour recycler cet appareil, veuillez contacter votre mairie, votre service des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie limitée

Si dans les 12 mois suivant l'achat, ce produit ou toute partie de celui-ci s'avère défectueux en raison d'un défaut de défauts des matériaux, nous nous engageons, à notre discrétion, de réparer ou remplacer la même produit gratuitement en incluant main-d'œuvre ou matériaux, sous les conditions suivantes:

1. La facture originale ou le reçu de vente avec la date d'achat seront présentés avec l'unité défectueuse.
2. Lifetrons ne prend aucune responsabilité pour la perte d'informations de toute sortes et ne vous remboursera pas pour de telles pertes.
3. La garantie limitée est valable uniquement si la preuve d'achat originale de ce produit, délivrée par un revendeur agréé Lifetrons et spécifiant la date d'achat, est présentée avec le produit qui doit être réparé ou remplacé. Lifetrons se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat du produit auprès du revendeur.
4. La garantie ne couvre pas les pannes causées par l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas les accessoires originaux de marque Lifetrons destinés à l'usage avec cet appareil. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, la négligence ou la casse accidentelle (telle que la chute du produit).
5. La garantie ne couvre pas les pannes provoquées par les modifications, les réparations ou le démontage de l'appareil par une personne non autorisée par le fabricant.
6. Tout appareil ou élément de l'appareil qui sont défectueux deviendront la propriété du fabricant.

Informations complémentaires

Enregistrez votre produit Lifetrons en ligne sur www.lifetrons.com.

Pour en apprendre plus sur nos nouveaux produits et nos offres spéciales, merci de visiter notre site web www.lifetrons.com ou contacter notre service après-vente à l'adresse cs@lifetrons.com.

Les spécifications du produit peuvent changer à l'unique décision et discrétion de Lifetrons Switzerland AG et Lifetrons International Limited sans préavis. Tous les appareils ou accessoires non listés dans la rubrique "Contenu de l'emballage" font uniquement référence à la compatibilité et ne sont en aucun cas inclus. Les images des produits ont un but de références seulement, et la couleur de l'actuel produit peut varier.

"LIFETRONS" "LIETRONS" "LI" "LI-T" "LI-T"

est une marque ou marque déposée propriété de Lifetrons Switzerland AG ou Lifetrons International Limited. Toutes les autres marques et noms de produit listés dans le présent document sont des marques ou marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs, et sont par conséquent reconnus comme telles. ©Copyright par Lifetrons Switzerland AG et Lifetrons International Limited. Tous droits réservés.

Ce mode d'emploi a été conçu dans la langue anglaise, et a été traduit de l'anglais vers plusieurs langues étrangères. Une traduction fidèle ne peut donc être garantie. En cas de contradiction entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise du manuel aura préséance.

ES Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad

Por favor, siga estrictamente las reglas descritas en esta guía para garantizar su seguridad y