





Beauty Lift V Face Device



TPML-100

(EN) All pictures shown are for illustration purpose only, actual products may vary.
(DE) Alle gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration, die tatsächlichen Produkte können variieren.
(FR) Les images ne sont fournies qu'à titre d'information et le produit réel peut varier.
(ES) Las imágenes mostradas son sólo para referencia y el producto real puede variar.
(IT) Tutte le immagini mostrate sono a scopo puramente illustrativo, i prodotti reali possono variare.
(RU) Все изображения показаны только для иллюстрации, реальный продукт может отличаться.
(圖中) 圖片僅供參考，實物為主。



Skincare Procedure



A: Clean

Clean your face with facial cleanser.

B: Lifting Treatment

Application Frequency: 15 minutes for each treatment, 2-3 times per week. It is recommended to use it with skin care products. When using the device, do not let the photon light shine directly on the eyes. The treatment technique is let the device close to the skin and treat according to the direction indicated by the arrow in the figure.



Massage from the chin to the ear back and then to the neck.



Massage your face upwards along the contours.



Massage from your eyebrows to the hairline.

C: Firming Treatment

Application Frequency: 15 minutes for each treatment, 2-3 times per week. It is recommended to use it with skin care products. When using the device, do not let the photon light shine directly on the eyes. The treatment technique is let the device close to the skin and treat according to the direction indicated by the arrow in the figure.



Massage outward and upward along the facial contour.



Massage from your eyebrows to the hairline.



Massage your eyes area in circle.

EN User Guide

Thank you for purchasing this Lifetrans® product. This user guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and retain it for future reference.

This product is applicable for face only. This device is only applicable to the face. Please do not let the photon light shine directly on the eyes when using it. It has the risk to cause damage to the eyesight.
Refer to instruction manual booklet

How to Use

Please remove makeup and clean your face before treatment. You could use the device with skin care cream or moisturizing cream.

- A. Power on / off**
 - Power on: press the power button ➊ for a short time, and its indicator will stay in blue light.
 - Power off: long press the power button ➋ for 2 seconds, and its indicator flashes twice in blue light.

B. Lifting treatment function(Warm,EMS & Red photon)

- Use the Lift button ➊
 - Press it for the first time to turn on the EMS function, and its indicator will stay in pink light. Press the second time to turn on the EMS and Warm functions, and the treatment head ➋ will start to warm. When the temperature reaches 40 °C, its indicator will flash in blue light, and you can start facial care.
 - Press it for the third time to turn on the Red Photon therapy function, and its indicator will stay in blue light. Press again to turn off the above functions. Max temperature 44±2 °C.
- Press ➋ for 3 seconds to open the EMS, Warm and Red Photon functions at the same time. After treatment, press ➋ to close it.
- Treatment time: Please follow the treatment process to operate the device. For facial treatment, suggesting using 15 minutes once. Please switch off the device if no usage.
- Micro vibration function can be used at the same time to increase the absorption of skin products.

- Press ➋ for 3 seconds to open the EMS, Warm and Red Photon functions at the same time. After treatment, press ➋ to close it.
- Treatment time: Please follow the treatment process to operate the device. For facial treatment, suggesting using 15 minutes once. Please switch off the device if no usage.
- Micro vibration function can be used at the same time to increase the absorption of skin products.

C. Firming treatment function(Comfortable temperature & Blue photon)

- Use the Firm button ➊
 - Press it for the first time to turn on the skin firming function, and the Firming massage head ➋ will start to work; when the temperature drops to 10 °C ± 2 °C, its indicator will flash in blue light, and you can start facial care.
 - Press it for the second time to turn on the Blue photon therapy function, and its indicator ➌ will stay in blue light. Press again to turn off the above functions.
- After the Firming function is turned on for 3 minutes, the Comfortable temperature function will be automatically turned off. Blue photon will be automatically turned off after turning on 15 minutes.

- Press Micro-vibration function ➊ once for continuous vibration mode.
- Press ➋ twice for intermittent vibration mode which simulated pat and massage.
- Press ➌ three times for strong and weak vibration mode which simulated push-pull massage.
- Press ➌ four times to turn off the vibration mode. In this cycle.
- It can be used alone or together with lifting or firming functions.

E. LED indicator

- Power button ➊ indicator: when working it stays lighting in blue, it will be closed when shutdown (under no charging state).
- Low power indicator ➋ will flash in pink light once every 2 seconds (only in the power on state).
- Full battery ➌ blue indicator light is on for a long time.

F. How to charge

- Insert the ➊ Micro-USB plug of the connected transformer (DC 5V,1A) into the Micro-USB port.
- When the device is charging, ➋ pink LED light will be on for a long time. After charging, ➌ blue LED light will be on for a long time. At this time, the device ➌ or ➋ can be disconnected.

G. Precautions

- Once the firming function is started, after completing the whole treatments processes, it needs to be shut down for 30 minutes to continue to use. If the interval is not long enough, it will affect the comfortable temperature.
- When charging, the device cannot be used. It can only be used when it is not charged.
- Red & blue Photon can't irradiate the eyes. When using the Photon function of the instrument, you need to wear the goggles.
- If no function is in use for 1 minute, the power indicator ➋ will flash twice in blue, and it will automatically shut down.
- The duration of each use of the firming function shall not exceed 3 minutes, and the function will be automatically turned off after 3 minutes. It's to protect the normal use of the electrical devices of the function from damage.
- In order not to affect the effect of the product, lifting and firming functions can not be used at the same time.

DE Gebrauchsanweisung

Wir danken Ihnen für den Kauf von Lifetrans®-Produkten. Dieser Leitfaden beschreibt die Betriebspraktiken und Sicherheitsvorschriften. Bitte lesen Sie es für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im Gesicht geeignet.
Siehe Anleitungen

Wie zu verwenden
Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie die Haut vor der Behandlung. Es wird empfohlen, die Hautcreme mit den folgenden Schritten zu verwenden

- Ain- und Ausschalten**
 - Einschalten: Drücken Sie kurz die Einschalttaste ➊ und die blaue Kontrollleuchte leuchtet für eine lange Zeit
 - Ausschalten: Halten Sie die Netztaaste für ➋ 2 Sekunden gedrückt, die blaue Anzeige blinkt zweimal

B. Funktion der Behandlungstaste Lift (warm, EMS-Lift mit rotem Licht)

- Verwenden Sie Lift, um die Pflegetaaste(➊) anzuhaken.
Erstes Drücken zum Einschalten der EMS-Funktion, blaues Licht auf lang Drücken Sie zum zweiten Mal, um das EMS mit Warmfunktion einzuschalten, der warme Hebelmassagekopf ➋ beginnt sich aufzuheizen; wenn die Temperatur 40 °C erreicht, blinkt die blaue Kontrollleuchte und Sie können mit der Gesichtspflege beginnen Drücken Sie ein drittes Mal, um die

Rotlicht-Therapiefunktion einzuschalten; das blaue Licht bleibt eingeschaltet. Drücken Sie erneut, um die oben genannten Funktionen auszuschalten. (Maximale Temperatur 44±2°C

- Halten Sie die Behandlungstaste Lift ➊ für 3 Sekunden gedrückt, um die Funktionen EMS, Wärme und Rotlicht gleichzeitig einzuschalten. Drücken Sie nach Beendigung der Behandlung kurz die Taste "Lift-Behandlung" zum Ausschalten.
- Benutzungstzeit: Bitte beachten Sie die empfohlene Bedienung der Pflegesequenz und massieren Sie das Gesicht fünfzehn Minuten pro Behandlung, bei Nichtgebrauch schalten Sie bitte aus.
- Die Mikro-Vibrationsbehandlung kann gleichzeitig verwendet werden, um die Absorption von Pflegemitteln zu erhöhen.

C. Funktion der Taste für die Straffungsbehandlung (Kühlung und blaues Licht)

- Verwendung der Taste ➊ Firm Sensation Skin Firming Treatment:
Drücken Sie zum ersten Mal, um die Hautstraffungsfunktion einzuschalten, und der Hautstraffungss-Massagekopf ➋ beginnt zu arbeiten; wenn die Temperatur des Hautstraffungss-Massagekopfs auf 10 °C±2 °C sinkt, blinkt die blaue Kontrollleuchte und die Hautstraffungsbehandlung kann gestartet werden.
Drücken Sie ein zweites Mal, um die Blaulichttherapie-Funktion einzuschalten, und das blaue ➌ LED-Licht leuchtet für eine lange Zeit.
Drücken Sie erneut, um die obige Funktion auszuschalten
- Hautstraffungsfunktion schaltet die Kühlung nach 3 Minuten Einschaltedauer automatisch aus.
Das blaue Licht schaltet sich nach fünfzehn Minuten automatisch aus

D. Vb. Funktion der Mikro-Vibrationspflegeta-Ste

- Drücken Sie die Taste Vb. Micro-Vibration Care ➊ einmal für den kontinuierlichen Vibrationsmodus
- Drücken Sie die Taste Vb. Micro-Vibration Care ➋ zweimal für den intermittierenden Vibrationsmodus. (Simuliert eine Klopfmassage.)
- Drücken Sie die Taste Vb. Micro-Vibration Care ➌ dreimal für starken und schwachen Vibrationsmodus. (Simuliert eine Druck-Zug-Massage)
- Drücken Sie die Taste Vb. Micro-Vibration Care ➍ viermal, um den Vibrationsmodus auszuschalten. Zyklus durch
- Kann allein oder in Verbindung mit Lift- oder Firm-Behandlungen zur Hautstraffung verwendet werden.

E. LED-Anzeigen

- Betriebsanzeige: ➊ blaues Licht leuchtet lange im Betrieb aus, wenn der Strom ausgeschaltet ist (im Nicht-Ladestand).
- Low Battery: ➋ Die rosa LED blinkt alle zwei Sekunden (nur im eingeschalteten Zustand).
- Aufladen: ➌ Rosa Kontrollleuchte leuchtet.
- Batterie voll: ➍ Blaue Kontrollleuchte leuchtet.

F. Wie man lädt

- Stecken Sie den Micro-USB-Stecker ➊ mit dem angeschlossenen Transformator (DC 5V,1A) in den Ladanschluss ➋.
- während des Ladevorgangs leuchtet die rosa LED ➌ und nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED ➍, woraufhin das Gerät ausgesteckt werden kann ➌ oder ➍.

G. Precautions

- Nach der Aktivierung der Funktion "Hautstraffung" und dem Abschluss der gesamten Funktion muss das Gerät für eine Dauer von 30 Minuten ausgeschaltet werden, bevor es erneut verwendet werden kann; ist die Zeitspanne nicht lang genug, wird die sensorische Temperatur beeinträchtigt.
- das Gerät kann nicht verwendet werden, wenn es geladen ist und kann nur verwendet werden, wenn es nicht geladen ist.
- Rot und blaues Licht darf nicht auf die Augen gerichtet werden, und bei Verwendung der Farblichtfunktion dieses Geräts muss ein Augenschutz getragen werden
- Wenn nach dem Einschalten keine Funktion verwendet wird, blinkt die Power-Taste ➊ nach 1 Minute zweimal blau und das Gerät ➋ schaltet sich automatisch aus.
- Die Funktion Firm Fit Skin sollte nicht länger als 3 Minuten am Stück verwendet werden, und die Funktion schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab, um die normale Verwendung der elektrischen Geräte dieser Funktion vor Schäden zu schützen.
- Die Funktion "Anheben" und die Funktion "Quatsch" können nicht gleichzeitig verwendet werden, um die Wirksamkeit des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- dieses Produkt ist nur für die Verwendung auf dem Gesicht geeignet, wenn Sie den lichtemittierenden Teil verwenden, leuchten Sie bitte nicht direkt in die Augen, direkte Exposition in die Augen hat einen Einfluss auf die Vision.

FR Guide d'utilisation

Merci pour avoir commandé notre produit de Lifetrans®. Ce mode d'emploi résume les modes d'utilisation et les précautions de sécurité.
Veuillez lire attentivement cette notification avant d'effectuer une utilisation correcte, veuillez conserver approprié ce manuel afin de le référence en cas besoin.
Ce produit n'est utilisé seulement pour le visage.
Veuillez référencer le manuel du mode d'emploi.

Comment utiliser
Veuillez vous démaquiller et bien nettoyer votre visage avant le traitement. Il est recommandé d'utiliser la crème soin en suivant les démarches suivantes.

- A. Alimentation démarrer / arrêter**
 - Appuyez une fois, le mode EMS est activé, l'indicateur bleu restera allumé.
 - Appuyez une deuxième fois, le mode EMS et lumière rouge est activé, la tête masseuse ➋ commence à se réchauffer; lorsque la température atteint à 40 degrés, l'indicateur bleu commence à clignoter; vous pouvez désormais commencer votre traitement du soin.
 - Appuyez une troisième fois, le mode de traitement par rayons rouges s'active et l'indicateur bleu restera allumé. Appuyez encore une fois pour arrêter tous les modes actifs. Température maximale 44±2 °C

B. Mode Lift soin (tiède, EMS lifting et lumière rose)

- Utilisez le bouton Lift ➊
 - Appuyez une fois, le mode EMS est activé, l'indicateur bleu restera allumé.
 - Appuyez une deuxième fois, le mode EMS et lumière rouge est activé, la tête masseuse ➋ commence à clignoter; vous pouvez désormais commencer votre traitement du soin.
 - Appuyez une troisième fois, le mode de traitement par rayons rouges s'active et l'indicateur bleu restera allumé. Appuyez encore une fois pour arrêter tous les modes actifs. Température maximale 44±2 °C

- Appuyez sur le bouton ➋ du mode Lift pour 3 sec, peut activer le mode EMS, la température de la luz roja al mismo tiempo. Después del tratamiento, presione el botón ➋ una vez para apagar el producto.
- El tiempo de funcionamiento: Sigue el proceso del tratamiento para masajear la cara. Se aconseja llevar 15 minutos usando el uso el producto, apague el producto.
- La función de micro-vibración puede mejorar la absorción de productos de cuidado de la piel

C. Función del tratamiento reafirmante (enfriamiento y tratamiento de luz azul)

- El botón reafirmante ➊
 - Presione una vez el botón para usar la función de tratamiento reafirmante, la cabeza de la masajeadora ➋ comenzará a funcionar; cuando la temperatura de los cabezales reafirmantes baja hasta 10 °C±2 °C, la lámpara indicadora centellea en azul y puede empezar el tratamiento reafirmante.
 - Presione dos veces para usar la función de la terapia de luz azul y la lámpara indicadora ➌ se ilumina en azul.
 - Presione una vez más para apagar todas las funciones anteriores.
- El enfriamiento dejará de funcionar automáticamente 3 minutos después de que se use la función reafirmante.
- El tratamiento de luz azul se apagará automáticamente después de 15 minutos de su funcionamiento.

Le mode micro vibration peut être utilisé en même temps, améliorer l'absorption des produits de soin.

C. Mode raffermissant (température abaissée & rayons bleus)

- Utilisez le bouton du mode raffermissant ➊ Appuyez une fois, le mode raffermissant s'active, la tête masseuse raffermissant commence à travailler; lorsque la température de la tête masseuse abaisse à 10 °C±2 °C, l'indicateur bleu restera allumé; vous pouvez désormais commencer votre traitement du soin.
Appuyez une deuxième fois, mode du rayon bleu s'active, et l'indicateur LED bleu ➌ restera allumé.
- Appuyez encore une fois afin d'arrêter les modes actifs.
- 3 minutes après le mode raffermissant activé, le fonctionnement de la baisse de température s'éteint automatiquement 15 minutes après le mode du rayon bleu activé, le rayon s'éteindra automatiquement.

D. Le mode micro vibration

- Appuyez sur le bouton ➊ du mode micro vibration, appuyez une fois sera la pour une vibration continue.
- Appuyez sur le bouton ➋ une deuxième fois, pour une vibration discontinue. Simulation du tapotement
- Appuyez sur le bouton ➌ une troisième fois, pour une vibration alternative forte et faible. Simulation du massage
- Appuyez sur le bouton ➍ une quatrième fois, pour éteindre le mode micro vibration, ainsi de suite.
- Cela peut être utilisé indépendamment, et aussi peut être utilisé avec le mode Lift ou mode raffermissant.

E. Indicateur LED

- Alimentation: l'indicateur bleu ➊ restera allumé, et il reste éteint quand le produit n'est pas démarré (en dehors du chargement)
- Les batteries faibles: l'indicateur rose ➋ clignotera 1 fois sur 2 sec, seulement quand le produit est allumé.
- Chargement: l'indicateur rose ➌ restera allumé.
- Chargement complet: l'indicateur bleu ➍ restera allumé.

F. Comment charger

- Insérer la prise ➊ du transformateur (courant continu 5V,1A) dans la prise de chargement ➋.
- Pendant que le produit se charge, l'indicateur rose ➌ restera allumé, après un chargement complet, l'indicateur bleu ➍ restera allumé, vous pouvez retirer le dispositif ➌ ou ➍.

G. Précautions

- Une fois le mode raffermissant est activé, il faut éteindre d'abord le produit pendant 30 minutes avant d'une nouvelle utilisation, si l'arrêt n'est pas convenu à un temps demandé, la température du confort sera inférieure.
- Durant le chargement, le produit ne peut pas être utilisé, seulement en dehors du chargement, vous pouvez utiliser ce produit.
- Eviter d'infiltrer les rayons rouge ou bleu dans les yeux, il faut porter le bandeau des yeux.
- Aucune manipulation après le démarrage du produit, l'indicateur bleu ➌ clignotera deux fois, ensuite le produit s'éteindra automatiquement
- Le mode raffermissant ne peut pas utilisé supérieur de 3 minutes, si c'est le cas ce mode s'éteindra automatiquement afin de ne pas endommager les accessoires du produit.
- Afin d'avoir une meilleure utilisation, le mode Lift ne peut pas être activé en même temps que le mode raffermissant.
- Ce produit ne peut être seulement utilisé pour le visage, n'irradie pas les parties lumineuses dans les yeux durant l'utilisation, sinon les lumières vous causant des problèmes de vue.

ES Guía del usuario

Muchas gracias por elegir este producto Lifetrans®. Esta guía de usuario indica los procedimientos de operación y las precauciones de seguridad.

Por favor, lea esta guía detenidamente para usar el producto correctamente. Guárdela para futura referencia.
Solo se puede usar este producto en la cara.
Consulte el manual de instrucciones

Cómo usar el producto

Quítase el maquillaje y límpiese la cara antes del tratamiento. Se aconseja usar este producto con crema de tratamiento.

A. Encendido/Apagado

- Encendido: presione una vez el botón de encendido ➊ y la lámpara indicadora se ilumina en azul.
- Apagado: mantenga pulsado el botón de encendido ➋ durante 2 segundos y la lámpara indicadora centellea 2 veces en azul.

B. función del tratamiento de estiramiento (calentamiento, estiramiento EMS, tratamiento de luz roja)

- El botón de estiramiento ➊
 - Presione el botón una vez para activar el tratamiento de EMS y la lámpara indicadora se ilumina en azul.
 - Presione el botón dos veces para usar la función del tratamiento de EMS y del calentamiento. Los cabezales de masaje ➋ comienzan a calentarse; cuando la temperatura llegue hasta 40 °C y la lámpara indicadora centellea en azul, puede usar el producto y hacer el tratamiento facial.
 - Presione tres veces para usar la función de terapia de luz roja y la lámpara indicadora se ilumina en azul.
 - Presione una vez más para apagar todas las funciones anteriores. Latemperatura máxima es 44±2 °C.

C. Función del tratamiento reafirmante (enfriamiento y tratamiento de luz azul)

- Utilizzare il tasto Firm ➊
 - Premiero per la prima volta per attivare la funzione di riscaldamento cutaneo, la testa del massaggiatore ➋ inizierà a lavorare; quando la temperatura scende a 10 °C ± 2 °C, l'indicatore si lampeggerà in luce blu.
 - Premiero per la seconda volta per attivare la funzione di terapia a Fotone Blu, l'indicatore ➌ lampeggerà a lungo in luce blu.
 - Premiero di nuovo per disattivare le funzioni di cui sopra.
- Dopo che la funzione Firming è stata attivata per 3 minuti, la funzione Raffreddamento sarà automaticamente disattivata.
- Il Fotone Blu si spegne automaticamente dopo 15 minuti di accensione.

D. Funzione Microvibrazione

- Premiere il tasto Microvibracione ➊ una volta per la modalità di vibrazione continua.
- Premiere due volte ➋ per la modalità di vibrazione intermittente che simula il massaggio Tapping
- Premiere tre volte ➌ per la modalità di vibrazione forte & debole che simula il massaggio Push-pull
- Premiere quattro volte ➍ per chiudere la modalità di vibrazione, con questa sequenza.
- Può essere attivata da sola o insieme alla funzione Lifting o Firming.

E. Indicatore LED

- Indicatore di alimentazione : Quando lavora ➊ rimane acceso in blu, rimarrà spento quando chiuso (quando non in carica)
- Indicatore di batteria scarica: ➋ lampeggerà a lungo
- In carica: ➌ l'indicatore rosa lampeggerà a lungo
- Batteria carica: ➍ l'indicatore blu lampeggerà a lungo

D. función de micro-vibración

- Presione el botón de micro-vibración ➊ para elegir el modo de vibración continua.
- Presione el botón de micro-vibración ➋ dos veces para elegir el modo de vibración intermitente que simula golpes y masaje.
- Presione el botón de micro-vibración ➌ tres veces para elegir el modo de vibración fuerte y débil que simula el masaje de jalr o empujar.
- Presione el botón de micro-vibración ➍ cuatro veces para apagar el modo de vibración. Bucla de este modo.
- Se puede usar esta función solamente y con la función de estiramiento o con la reafirmante.

E. lámpara indicadora LED

- Indicador del botón de encendido: ➊ cuando el producto trabaja, la lámpara indicadora se ilumina en azul. Cuando el producto está apagado (y no está cargándose), la lámpara indicadora se apagará.
- Indicador de la baja potencia: ➋ la lámpara indicadora centellea en rosa cada 2 segundos (solo cuando el producto está encendido).
- Cargándose: ➌ la lámpara indicadora se ilumina en rosa.
- Cargado: ➍ la lámpara indicadora se ilumina en azul.

F. Cómo carga la batería

- Inserte el enchufe Micro-USB ➊ conectado al transformador (Corriente continua 5V, 1A) en el puerto de carga.
- Cuando el producto está cargándose, la lámpara indicadora se ilumina en rosa. Cuando la batería está llena, la lámpara indicadora se ilumina en azul. En este momento, puede desconectar el dispositivo ➌ o el dispositivo ➍.

G. Precauciones

- Después de usar la función reafirmante y completar todos los procesos del tratamiento, necesita apagar el producto durante 30 minutos. Si el intervalo no es suficiente, afectará la temperatura.
- No se puede usar el producto cuando está cargándose. Solo se puede usar cuando no está cargando.
- Como la luz roja y la azul no se pueden irradiar a los ojos, lleve las máscaras para los ojos cuando usa las funciones de luz roja y azul.
- Si no usa el producto después de encenderlo, la lámpara indicadora centellea dos veces en azul 1 minuto después y el producto se apagará automáticamente.
- La función reafirmante no debe usarse más de 3 minutos cada vez. Se apagará esta función automáticamente después de 3 minutos para asegurar el uso normal del producto y proteger los componentes eléctricos de daños.
- No se puede usar la función de estiramiento y la reafirmante al mismo tiempo para no afectar el efecto del producto.
- Este producto solo se puede usar para la cara. Cuando usa el producto, no le da la luz en los ojos para evitar posibles daños a la visión.

IT Guida all'utilizzo

Grazie per aver acquistato prodotto di Lifetrans®. Questa guida descrive le procedure di funzionamento e le precauzioni di sicurezza. Leggerla attentamente per assicurarsi di stare utilizzando il prodotto in modo appropriato e conservarlo per consultazioni future.
Questo prodotto è applicabile solo al viso.
Si prega di consultare il manuale utente.

Come usarlo

Rimuovere il trucco e detergere il viso prima del trattamento. Si raccomanda di utilizzare la crema skincare con i seguenti accorgimenti.

A. Accensione / Spegnimento

- Accensione: Premere brevemente il tasto di accensione ➊, l'indicatore lampeggerà a lungo in luce blu.
- Spegnimento: Premere a lungo il tasto di accensione ➋ per 2 secondi, l'indicatore lampeggerà in luce blue per 2 volte.

B. Funzione trattamento Lifting (Calore, EMS & Fotone rosso)

- Utilizzare il tasto Lift ➊
 - Premiero per la prima volta per attivare la funzione EMS, l'indicatore lampeggerà a lungo in luce blu.
 - Premiero per la seconda volta per attivare le funzioni EMS & Calore, la testa del massaggiatore ➋ inizierà a scaldarsi; quando la temperatura raggiunge i 40 °C, l'indicatore lampeggerà in luce blu, il trattamento viso si può iniziare.
 - Premiero per la terza volta per attivare la funzione di terapia a Fotone Rosso, l'indicatore lampeggerà a lungo in luce blu.
 - Premiero di nuovo per disattivare le funzioni di cui sopra. Temperatura massima 44±2 °C.

- Premiere ➋ per 3 secondi per attivare contemporaneamente le funzioni EMS, Calore e Fotone Rosso. Dopo il trattamento, premiero per disattivare
- Tempo del trattamento: Si prega di seguire il processo di trattamento per operare sul dispositivo. Per il trattamento facciale, si suggerisce di usarlo 15 minuti per volta. Spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato.

C. Funzione Microvibracione

- Premiere il tasto Microvibracione ➊ una volta per la modalità di vibrazione continua.
- Premiere due volte ➋ per la modalità di vibrazione intermittente che simula il massaggio Tapping
- Premiere tre volte ➌ per la modalità di vibrazione forte & debole che simula il massaggio Push-pull
- Premiere quattro volte ➍ per chiudere la modalità di vibrazione, con questa sequenza.
- Può essere attivata da sola o insieme alla funzione Lifting o Firming.

D. Funzione trattamento Firming (Raffreddamento&Fotone Blu)

- Utilizzare il tasto Firm ➊
 - Premiero per la prima volta per attivare la funzione di riscaldamento cutaneo, la testa del massaggiatore ➋ inizierà a lavorare; quando la temperatura scende a 10 °C ± 2 °C, l'indicatore si lampeggerà in luce blu.
 - Premiero per la seconda volta per attivare la funzione di terapia a Fotone Blu, l'indicatore ➌ lampeggerà a lungo in luce blu.
 - Premiero di nuovo per disattivare le funzioni di cui sopra.
- Dopo che la funzione Firming è stata attivata per 3 minuti, la funzione Raffreddamento sarà automaticamente disattivata.
- Il Fotone Blu si spegne automaticamente dopo 15 minuti di accensione.

D. Funzione Microvibracione

- Premiere il tasto Microvibracione ➊ una volta per la modalità di vibrazione continua.
- Premiere due volte ➋ per la modalità di vibrazione intermittente che simula il massaggio Tapping
- Premiere tre volte ➌ per la modalità di vibrazione forte & debole che simula il massaggio Push-pull
- Premiere quattro volte ➍ per chiudere la modalità di vibrazione, con questa sequenza.
- Può essere attivata da sola o insieme alla funzione Lifting o Firming.

E. Indicatore LED

- Indicatore di alimentazione : Quando lavora ➊ rimane acceso in blu, rimarrà spento quando chiuso (quando non in carica)
- Indicatore di batteria scarica: ➋ lampeggerà a lungo
- In carica: ➌ l'indicatore rosa lampeggerà a lungo
- Batteria carica: ➍ l'indicatore blu lampeggerà a lungo

F. Come caricarlo

- Inserire la spina ➊ Micro-USB del trasformatore collegato (DC 5V,1A) nella porta dedicata ➋.
- LED rosa ➌ lampeggerà a lungo quando in carica e LED blu ➍ lampeggerà a lungo quando la carica è completa, a quel punto il dispositivo ➌ o ➍ può essere scollegato.

G. Precauzioni

- Una volta avviata la funzione Firming, dopo aver completato tutti i processi di trattamento, deve essere spento per 30 minuti per continuare ad usarlo. Se l'intervallo non è abbastanza lungo, influenzerà la temperatura di conforto.
- Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente quando non è in carica.

