

ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА КОМПЛЕКС МАСЕЛ +НИАЦИНАМИД

- ОМОЛОЖЕНИЕ • ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- РЕГЕНЕРАЦИЯ • УВЛАЖНЕНИЕ

• Двухфазная антивозрастная сыворотка MATRIGEN BI PHASE Control Anti-Aging – это хорошо продуманное решение для повышения эластичности, регенерации, увлажнения и омоложения кожи всех типов.

• Эффективный растительный экстракт с низким раздражающим действием на кожу и разнообразные масляные ингредиенты, соединяясь в ампуле укрепляют связь между тканями кожи, делая её более упругой и живой.

• Средство может использоваться с профессиональными приборами для ухода за кожей для улучшения эффекта, таких как технология ионофореза или электропорации, а также фракционной мезотерапии с использованием мезопена/дермапена и мезороллера.

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛОДОСТЬ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОЖНОЙ СЕТКИ, ЕЁ УПЛОТНЕНИЯ. ПРИДАЁТ ТКАНИМ КОЖИ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ДЕЛАЯ ЕЁ ГЛАДКОЙ



Это двухфазный продукт, который отделяет влагу от жира и содержит ингредиенты масла семян жожоба, которые делают кожу упругой изнутри и помогают укрепить кожный барьер. Токоферилацетат, производное витамина Е, помогает оживить дряблую кожу и сделать ее упругой.

**ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА КОМПЛЕКС МАСЕЛ +
ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ**

НИАЦИНАМИД

даёт эффект отбеливания кожи; защищает от потери влаги; укрепляет кожный барьер; устраняет пятна на коже; блокирует обесцвечивание

МАСЛО СЕМЯН МАКАДАМИИ

эффективно для глубокого увлажнения и смягчения кожи.

АДЕНОЗИН


сильно увеличивает выработку коллагена и эластина в коже, смягчает и подтягивает кожу, восстанавливает ее после избытка солнечных ванн и расслабляет морщины.

БЕТАИН

активно увлажняет, обладает кондиционирующим действием, снимает раздражение кожи.



**ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ**



"ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ С НИЗКИМ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА КОЖУ И РАЗНООБРАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯРКУЮ И ЧИСТУЮ КОЖУ"

Двухфазная ампула, в которой содержатся компоненты на водяной и масляной основе. Высокофункциональная сыворотка, которая сохраняет кожу гладкой и увлажненной, образуя на коже масляно-водную пленку, а активный ингредиент EGF в ампуле регенерирует ткани кожи.

**ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ**

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Используйте после очистки лица в соответствии с назначением использования по протоколу процедуры мезотерапии / микронидлинга
- При использовании функции электропорации сыворотка используется в качестве средства для борьбы со старением кожи
- Если у вас есть профессиональное оборудование, используйте ионофорез или микротоки для улучшения проникновения каждого раствора
- Завершите уход нанесением увлажняющего или питательного крема в качестве заключительного шага

* **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ!**
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: злокачественные/доброкачественные новообразования, бородавки, папилломы в зоне воздействия, заболевания крови, нарушения свертываемости крови, беременность и период лактации, острые инфекционные заболевания, открытые раны и ожоги, аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов, эпилепсия, с осторожностью при гепатите и герпесе. Запрещено использовать в виде инъекций.

**ДВУХФАЗНАЯ АМПУЛА
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ**

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

